

# De feiten over



## Spinaalnaald

### Toepassing

Een spinaalnaald wordt gebruikt voor lumbaal puncties, angiografie, intracardiale injectie.

### Productinformatie

- 'diamantpunt' waarborgt zacht doordringen zonder weefselbeschadiging
- doorzichtig aansluitstuk voor permanente controle
- luer lock aansluiting

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9080811	TERUMO SPUIT/NAALD COMBINATIE 1.2 X 90 MM STERIEL	200 st.	1 x 200 st.