

De feiten over



Medicament vernevelapparaat

Toepassing

Voor het vernevelen van vloeibare medicijnen voor het behandelen van de luchtwegen, zoals voorgeschreven door de arts.



Productinformatie

In diverse type verkrijgbaar: AC2000- alleen geschikt voor netvoeding met wisselstroom (220-240V wisselstroom 50Hz)

World Traveller Hi-Flo- NIET geschikt voor continue gebruik

- kan maximaal 1 uur achtereen worden gebruikt, NIET opnieuw gebruiken binnen 1 uur

- voorzien van koelopeningen

- werkt zonder enige aanpassing van het apparaat bij elke wisselstroom van 110-240V, 50-60Hz of 12V gelijkstroombatterij

Econoneb- geschikt voor continue gebruik

- alleen geschikt voor netvoeding met wisselstroom (220-240V wisselstroom 50Hz)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
94520021	MEDIX HI-FLO COMPRESSOR 220V 50HZ AC2000 3605022	1 st.	1 x 1 st.
94526262	MEDIX ECONONEB COMPRESSOR 220V 50HZ 3605042	1 st.	1 x 1 st.