

De feiten over



Clave® Spikes

Toepassing

Verschillende spikes voor de bereiding van medicatie.

Productinformatie

Belucht & onbelucht: Beluchte spikes kunnen gebruikt worden voor flessen en zakken, onbeluchte spikes kunnen alleen bij zakken gebruikt worden.

Vial Spikes: Kleine spikes speciaal ontwikkeld voor gebruik op flesjes (vials)

Bag spikes: Grote spikes speciaal ontwikkeld voor gebruik op infuuszakken. (Bag)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
94003	VIALSPIKE ONBELUCHT. MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF CS-53	50 st.	22 x 50 st.
94004	BAGSPIKE ONBELUCHT. MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF 011-CS-10	50 st.	6 x 50 st.
94006	VIALSPIKE BELUCHT. 0.2 MICRON FILTER MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF CS-51	50 st.	14 x 50 st.
TTMN0251	TTMN TRANSFERSPIKE STERIEL REF 95024	3 st.	30 x 3 st.
ØTMN0252	TTMN BAGSPIKE BELUCHT. MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF CH-14	3 st.	50 x 3 st.
0			
95024	JECTON TRANSFERSPIKE STERIEL	50 st.	10 x 50 st.