

De feiten over



Zijlijnen

Toepassing

Voor continue toediening is het mogelijk met een zij-infuus op het Y-aansluitpunt boven de druppelkamer een tweede infuuszak aan te sluiten. Het zij-infuus is ook een veel gebruikte methode voor het toedienen van medicatie.

Productinformatie

- beluchte spike
- afsluitklem
- lengte: 40cm
- afsluitdop met hydrofoob filter

Er zijn 2 typen uiteinden:

- Een RVS-naald om de zijlijn aan te sluiten op een infuussysteem met een latexvrij aanprikpunt
- Een Luer-lock uiteinde om de zijlijn aan te sluiten op een infuussysteem met Luer-lock aansluitpunt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0025 5	TTMN ZIJLIJN STERIEL REF 95006	4 st.	5 x 4 st.