



## Nipro insulinespuit

### Toepassing

Een insulinespuit wordt gebruikt voor het subcutaan toedienen van insuline

### Productinformatie

- 3-delig
- gemaakt van polypropyleen
- latex vrij
- voor eenmalig gebruik
- steriel verpakt



## Insuline spuit/naaldcombinaties

### Toepassing

Een insulinespuit/naaldcombinatie dient voor het subcutaan toedienen van insuline.

### Productinformatie

- 3-delig
- lage dode ruimte

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9070328-1	NIPRO INSULINE SPUIT/NAALD COMBINATIE 0.3 X 13 MM 1 ML STERIEL REF 3013	100 st.	36 x 100 st.
9070329	NIPRO INSULINE SPUIT/NAALD COMBINATIE 0.4 X 13 MM 1 ML STERIEL REF 2713	100 st.	36 x 100 st.
9080345	TERUMO INSULINE SPUIT/NAALD COMBINATIE 40E. UITSLUITEND VETERINAIR GEBRUIK 0.4 X 13 MM 1 ML STERIEL	1800 st.	1 x 1800 st.
9080348	TERUMO INSULINE SPUIT/NAALD COMBINATIE 3 DELIG 0.3 X 13 MM 0.3 ML STERIEL	100 st.	5 x 100 st.
9080349	TERUMO INSULINE SPUIT/NAALD COMBINATIE 3 DELIG 0.3 X 13 MM 0.5 ML STERIEL	100 st.	5 x 100 st.

# De feiten over



## Jecton insulinespuit

### Toepassing

Een insulinespuit wordt gebruikt voor het subcutaan toedienen van insuline.

### Productinformatie

- aantal eenheden is op de spuit aangegeven

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9070325	NIPRO INJECTIESPUIT 3-DELIG 1 ML STERIEL INSULINE (100 UNITS) REF SY31C100UET	100 st.	10 x 100 st.

# De feiten over



## Jecton spuit/naaldcombinatie

### Toepassing

Een insulinespuit/naaldcombinatie dient voor het subcutaan toedienen van insuline.

### Productinformatie

- ingesmolten naald voor rechtstandige injecteertechniek

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2010A	JECTON INSULINESPUIJ MET NAALD 3 DELIG. 100E. 0.38 X 16 MM 0.5 ML STERIEL 27G	280 st.	10 x 280 st.
9070327	NIPRO INSULINE SPUIJ/NAALD COMBINATIE 0.4 X 13 MM 0.5 ML STERIEL REF 2713	100 st.	36 x 100 st.