



Clave® Cytostatica bereidingsproducten

Toepassing

Producten speciaal voor het bereiden, transporteren en toedienen van cytostatica en andere gevaarlijke medicamenten.

Productinformatie

Spiros

De Spiros is een connector die een naaldvrij en volledige gesloten systeem creëert voor het overbrengen en mengen van medicatie. De Spiros wordt geplaatst op een injectiespuit, het uiteinde van een infuussysteem of zijlijn. Op het moment dat de Spiros wordt losgekoppeld, sluit het systeem automatisch. Deze connector wordt ingezet voor alle bereidingen waarbij veiligheid aan de spuitkant een eis is.

Genie:

De Genie™ is een naaldvrij, volledig gesloten systeem welke automatische de druk in de flacon neutraliseert. De Genie™ is een bereidingsspike die op de flacon geplaatst wordt. Tijdens het optrekken van medicatie wordt de ballon in de flacon automatisch opgeblazen. Op deze manier komt het medicament in de flacon niet in aanraking met gecontamineerde lucht. De eiwitstructuur van sommige medicamenten (monoclonalen) kan veranderen als deze in aanraking komen met lucht. Tevens voorkomt de Genie dat aerosolen, partikels en vloeistof vrijkomen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
94002	SPIROS GESLOTEN CONNECTOR STERIEL REF CH2000	100 st.	22 x 100 st.

De feiten over



Clave® naadloze connectors

Toepassing

De Clave® & MicroClave® zijn Female/male connectors die gebruikt worden om infuussystemen, infuusnaalden en injectiespuiten af te sluiten of met elkaar te verbinden



De (Micro)clave connector:

- biedt significante bescherming tegen kolonisatie in de kathetertip en het katheteraanzetstuk, dit is aangetoond in klinisch onderzoek
- is een naadloos systeem waardoor het gebruik van naalden niet meer nodig is en prikaccidenten voorkomen worden.

Productinformatie

- werking is onderbouwd door studies
- 7 dagen te gebruiken
- ruim 600 activiteiten
- doederimte: Clave = 0,06ml / MicroClave = 0,04ml
- Clave = Negative displacement / MicroClave = Neutral displacement
- gewicht: Clave = 2,65 gram / MicroClave = 1,83 gram

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
94000	CLAVE GESLOTEN CONNECTOR STERIEL REF 011-C1000	100 st.	22 x 100 st.
94001	MICROCLAVE GESLOTEN CONNECTOR STERIEL REF 011-C3300	100 st.	14 x 100 st.
TTMN0350 0	TTMN GESLOTEN CONNECTOR MICROCLAVE STERIEL REF 011-C3300	5 st.	60 x 5 st.

De feiten over



Clave® Spikes

Toepassing

Verschillende spikes voor de bereiding van medicatie.

Productinformatie

Belucht & onbelucht: Beluchte spikes kunnen gebruikt worden voor flessen en zakken, onbeluchte spikes kunnen alleen bij zakken gebruikt worden.

Vial Spikes: Kleine spikes speciaal ontwikkeld voor gebruik op flesjes (vials)

Bag spikes: Grote spikes speciaal ontwikkeld voor gebruik op infuuszakken. (Bag)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
94003	VIALSPIKE ONBELUCHT. MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF CS-53	50 st.	22 x 50 st.
94004	BAGSPIKE ONBELUCHT. MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF 011-CS-10	50 st.	6 x 50 st.
94006	VIALSPIKE BELUCHT. 0.2 MICRON FILTER MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF CS-51	50 st.	14 x 50 st.
TTMN0251	TTMN TRANSFERSPIKE STERIEL REF 95024	3 st.	30 x 3 st.
ØTMN0252	TTMN BAGSPIKE BELUCHT. MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF CH-14	3 st.	50 x 3 st.
0			
95024	JECTON TRANSFERSPIKE STERIEL	50 st.	10 x 50 st.



Clave® Verlenglijnen

Toepassing

Verlenglijnen worden gebruikt als spuitpomplijn en om een infuussysteem te verlengen. Daarnaast zijn er speciale koppelsystemen, ook wel octopussen genoemd. Dit product wordt gebruikt om meerdere lijnen vanuit aparte spuitpompen op één hoofdlijn aan te kunnen sluiten. Er zijn twee-, drie-weg ect. koppelsystemen beschikbaar. Dit is een goed alternatief voor het kranenblok

Productinformatie

- PVC DEHP VRIJ
- gesloten verbinding
- desinfecteerbaar

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
94007	VERLENGLIJN 18CM MET CLAVE CONNECTOR STERIEL REF 011-C3302	50 st.	6 x 50 st.
94008	OCTOPUS 2-WEG MET TERUGSLAGVENTIEL EN MICROCLAVE CONNECTOR STERIEL REF 011-H2654	50 st.	6 x 50 st.