

# De feiten over



## Infuuspomp

### Toepassing

De cassettes worden gebruikt in combinatie met een Deltec CADD pomp of met een Graseby 9000 pomp .

### Productinformatie

- disposable, voor eenmalig gebruik
- cassettes zijn uitgevoerd met een standaard luer aansluiting
- kan aangesloten worden op standaard infusielijnen
- cassettes bevatten onderdeel dat free-flow helpt voorkomen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0930 0	TTMN CASSETTE VOOR CADD POMP 50 ML STERIEL REF 21-7001-24	2 st.	6 x 2 st.
TTMN094 00	TTMN CASSETTE VOOR CADD POMP 100 ML STERIEL REF 21-7002-24	2 st.	6 x 2 st.



## Infuussysteem mechanische pomp

### Toepassing

Dit toedieningssysteem wordt gebruikt in combinatie met de Paragon mechanische infuuspomp. Het zakje kan gevuld worden tot max. 100 ml en wordt vervolgens in de pomp geplaatst. Via continue druk wordt het zakje leeggedrukt en komt de vloeistof in de patiënt.

Op het filter staat het aantal ml per uur aangegeven dat het systeem loopt.

### Productinformatie

- met lijnfilter
- met ontluchting
- in diverse ml/uur te verkrijgen
- latex vrij

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
5000805	PARAGON INFUUSSYSTEEM 4ML/U. STERIEL REF 5000939	5 st.	12 x 5 st.
5000897-1	PARAGON INFUUSSYSTEEM 50ML/U. STERIEL REF 5000897	4 st.	3 x 4 st.
5000898	PARAGON INFUUSSYSTEEM 100ML/U. STERIEL REF 5000898	5 st.	12 x 5 st.
5000899	PARAGON INFUUSSYSTEEM 200ML/U. STERIEL REF 5000899	5 st.	12 x 5 st.