

De feiten over



Gesiliconiseerde latex verblijfskatheter - Nelaton - Curion CuriStay

Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 14 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.

Productinformatie

- materiaal: gesiliconiseerde latex
- 2 zij-ogen
- 2-weg en 3-weg
- lengte standaard 40 cm,
- rechte punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
812112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH12	1 st.	30 x 1 st.
812114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
812116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
812118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
812120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH20	1 st.	30 x 1 st.
812214	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
812216	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH16	1 st.	30 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
812218	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
812220	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NELATON 2WEG 30ML CH20	1 st.	30 x 1 st.
822108	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 3-5ML CH08	10 st.	40 x 10 st.
822110	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 3-5ML CH10	10 st.	40 x 10 st.
822112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH12	10 st.	40 x 10 st.
822114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
822116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH16	10 st.	40 x 10 st.
822118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH18	10 st.	40 x 10 st.
822120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH20	10 st.	40 x 10 st.
822214	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
822216	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH16	10 st.	40 x 10 st.
822220	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH20	10 st.	40 x 10 st.
823220	CATH VBL CH20 30ML EL 55162030	5 st.	40 x 5 st.

De feiten over



Gesiliconiseerde latex verblijfskatheter - Tiemann - Curion CuriStay

Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 14 dagen.

Tiemann katheters worden gebruikt door mannen.

Productinformatie

- materiaal: gesiliconiseerde latex
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 40 cm
- gebogen punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
816114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
816116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
816118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
826114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
826116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH16	10 st.	40 x 10 st.

De feiten over



Gesiliconiseerde latex verblijfskatheter - Vrouw - Curion CuriStay

Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 14 dagen.

Vrouw katheters worden gebruikt door vrouwen.

Productinformatie

- materiaal: gesiliconiseerde latex
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 20 cm
- rechte punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
814114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX FEMALE 2WEG 5-10ML CH1	1 st.	30 x 1 st.
814116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX FEMALE 2WEG 5-10ML CH1	1 st.	30 x 1 st.
814118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX FEMALE 2WEG 5-10ML CH1	1 st.	30 x 1 st.
824116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX FEMALE 2WEG 5-10ML CH1	10 st.	40 x 10 st.



Latex Hydrogel verblijfskatheter - Nelaton - Curion CuriStay

Toepassing

Toepassing: continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 30 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.

Productinformatie

- Hydrogel vormt een vochtkussen dat het weefsel van de urethra en blaasslijmvlies beschermt.
- Verhoogt draagcomfort en minder kans op beschadigingen.
- Aanzienlijke vermindering van gruisvorming en infecties.
- Materiaal: hydrogel gecoate latex
- 2-weg
- 2 zij-ogen
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt
- Nat maken voor gebruik of gebruik in combinatie met Instillagel.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
852112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NELATON 2WEG 5-10ML CH	1 st.	30 x 1 st.
852114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NELATON 2WEG 5-10ML CH	1 st.	30 x 1 st.
852116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 5-10ML CH	1 st.	30 x 1 st.
852118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NELATON 2WEG 5-10ML CH	1 st.	30 x 1 st.
852120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NELATON 2WEG 5-10ML CH	1 st.	30 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
862116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 5-10ML CH	10 st.	40 x 10 st.
862118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NELATON 2WEG 5-10ML CH	10 st.	40 x 10 st.

De feiten over



Siliconen verblijfskatheter - Kind - Curion CuriStay

Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 50 dagen.

Productinformatie

- materiaal: 100% siliconen
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte standaard 40 cm
- rechte punt
- per stuk verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
832110-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 3-5ML CH10	1 st.	30 x 1 st.

De feiten over



Siliconen verblijfskatheter - Nelaton - Curion CuriStay

Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 50 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.

Productinformatie

- materiaal: 100% siliconen
- 2 zij-ogen
- 2-weg en 3-weg
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
832112-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH12	1 st.	30 x 1 st.
832114-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
832116-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
832118-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
832120-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH20	1 st.	30 x 1 st.
832218-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 30ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
832220-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 30ML CH20	1 st.	30 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
832222-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 30ML CH22	1 st.	30 x 1 st.
833218-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 3WEG 30ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
842112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH12	10 st.	40 x 10 st.
842114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
842116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH16	10 st.	40 x 10 st.
842118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH18	10 st.	40 x 10 st.
842120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH20	10 st.	40 x 10 st.



Toebehoren verblijfskatheters (inclusief Instillagel®)

Toepassing

Alles ten behoeve van een verblijfskatheter. Instillagel, Endosgel, katheterstopje, katheterventiel en katheterstopje.

Instillagel en Endosgel hebben een desinfecterende werking en openen de plooien van het weefsel. Instillagel heeft ook een plaatselijk verdovend effect.

Gebruiksduur: Gel inbrengen in de urethra/suprapubische opening enige minuten voordat de katheter wordt ingebracht.

Productinformatie

- op waterbasis
- presentatie in een spuit; 6 ml voor vrouw en 11/20 ml voor de man
- makkelijk in urethra in te brengen en te doseren
- Instillagel is een geneesmiddel
- Endosgel is een medisch hulpmiddel
- Instillagel bevat lidocaïne en geeft een plaatselijk verdovend effect
- Endosgel bevat geen lidocaïne.

Lees altijd voor gebruik de bijsluiter.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
335320	INSTILLAGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE EN LIDOCAÏNE 6 ML STERIEL	10 st.	50 x 10 st.
335344	INSTILLAGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE EN LIDOCAÏNE 11 ML STERIEL	10 st.	50 x 10 st.
338035	ENDOSGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE 20 ML STERIEL	100 st.	2 x 100 st.
338073	ENDOSGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE 6 ML STERIEL	100 st.	3 x 100 st.
680209	UNOMEDICAL KATHETERSTOP GROEN STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
8400A	CURION KATHETERVENTIEL KRUIKRAAN STERIEL	1 st.	25 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8402	CURION KLEM BLAUW	10 st.	240 x 10 st.
8403	CURION KATHETERSTOP GROEN STERIEL	10 st.	10 x 10 st.



Siliconen elastomeer verblijfskatheters - Unomedical

Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: 3 weken

Productinformatie

- materiaal: Elastomeer
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per 10 stuks verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
617914	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 14 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
617916	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 16 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
617918	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 18 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
617920	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 20 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
618014	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 14 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
618016	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 16 30 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
618018	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 18 30 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
618020	UNOMEDICAL ELASTOMEER VERBLIJFSKATHETER NELATON 2 WEG CH20 30 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
823216	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 3WEG 30ML CH16	5 st.	40 x 5 st.
823218	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH18	5 st.	40 x 5 st.

Gecoate afnamekatheter - Kind - Curion CuriCat Standaard

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij kinderen.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik

Specificaties: steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221406	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER KIND CH06 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221408	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER KIND CH08 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221410	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER KIND CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Gecoate afnamekatheter - Nelaton - Curion CuriCat Standaard

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen.



Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygiënisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221110	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221112	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221116	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221118	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH18 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Gecoate afnamekatheter - Tiemann - Curion CuricCat Standaard

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd

Productinformatie

- de CuricCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuricCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221312	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER TIEMANN CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221314	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER TIEMANN CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221316	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER TIEMANN CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Gecoate afnamekatheter - Vrouw - Curion CuriCat Standaard

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.



Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221208	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH08 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221210	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221212	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221214	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221216	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet - Kind - Curion CuriCat Plus

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij kinderen.



Uitvoering: lengte 30 cm.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222406	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER KIND INCLUSIEF WATERSACHET CH06 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222408	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER KIND INCLUSIEF WATERSACHET CH08 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222410	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER KIND INCLUSIEF WATERSACHET CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet - Nelaton - Curion CuriCat Plus

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen.



Uitvoering: lengte 40 cm.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222110	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222112	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222114	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222116	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222118	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH18 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet - Tiemann - Curion CuriCat Plus

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.



Uitvoering:gebogen punt, lengte 40 cm

Gebruiksduur:voor eenmalig gebruik

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222312	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER TIEMANN INCLUSIEF WATERSACHET CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222314	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER TIEMANN INCLUSIEF WATERSACHET CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222316	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER TIEMANN INCLUSIEF WATERSACHET CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet - Vrouw - Curion CuriCat Plus

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.



Uitvoering: rechte punt, lengte 20 cm.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222208	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH08 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222210	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222212	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222214	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222216	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet en urinezak - Kind - Curion CuriCat Kit

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.



Uitvoering: lengte 30 cm, inhoud urinezak ongeveer 900 cc.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak. Alvorens te katheteriseren kunnen de handen gereinigd worden met het schoonmaakdoekje, dat bij de verpakking zit.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223406	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER KIND INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH06 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.
223408	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER KIND INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH08 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet en urinezak - Nelaton - Curion CuriCat Kit

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen.



Uitvoering: lengte 40 cm, inhoud urinezak ongeveer 900 cc.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak. Alvorens te katheteriseren kunnen de handen gereinigd worden met het schoonmaakdoekje, dat bij de verpakking zit.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223110	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH10 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.
223112	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH12 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223114	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH14 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.
223116	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH16 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet en urinezak - Tiemann - Curion CuriCat Kit

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.



Uitvoering: gebogen punt, lengte 40 cm, inhoud urinezak ongeveer 900 cc.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak. Alvorens te katheteriseren kunnen de handen gereinigd worden met het schoonmaakdoekje, dat bij de verpakking zit.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223314	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER TIEMANN INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH14 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.
223316	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER TIEMANN INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH16 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.

De feiten over



Gecoate afnamekatheter incl. watersachet en urinezak - Vrouw - Curion CuriCat Kit

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.



uitvoering: lengte 20 cm, inhoud urinezak ongeveer 900 cc.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak. Alvorens te katheteriseren kunnen de handen gereinigd worden met het schoonmaakdoekje, dat bij de verpakking zit.

Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223210	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH10 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.
223212	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH12 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.

De feiten over



Ongecoate afnamekatheter - Nelaton - Curion CuriSoft

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie voor man/vrouw.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Productinformatie

- rechte punt
- 2 zij-ogen en gesloten punt
- effectieve lengte 40 cm
- ongecoat (gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)
- ook geschikt om wonden mee te spoelen
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8210-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH16 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.



Ongecoate afnamekatheter - Tiemann - Curion CuriSoft

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Productinformatie

- gebogen punt
- 2 zij-ogen en gesloten punt
- effectieve lengte 40 cm
- ongecoat (gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8240-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH12 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8246-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH18 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.



Ongecoate afnamekatheter - Vrouw - Curion CuriSoft

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.

Gebruiksduur: voor éénmalig gebruik.

Productinformatie

- rechte punt
- 2 zij-ogen en gesloten punt
- effectieve lengte 20 cm
- ongecoat (gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)
- consumentenverpakking
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8220-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH08 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8222-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH10 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8228-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH16 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8230-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH18 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.



Ongecoate afnamekatheters - Unomedical

Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie voor man/vrouw.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Productinformatie

- Nelaton = rechte punt
- Tiemann = gebogen punt
- 2 zij-ogen en een gesloten punt
- lengte 40 cm (Nelaton en Tiemann)
- lengte 20 cm (Female)
- ongecoat (gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
610609	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 06 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
610709	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 08 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
610809	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 10 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
610909	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 12 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611009	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 14 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611109	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 16 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611209	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 18 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611509	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 08 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
611609	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 10 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
611709	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 12 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611809	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 14 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
611909	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 16 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612209	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 08 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
612309	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 10 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
612409	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 12 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612509	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 14 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612609	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 16 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612709	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 18 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.



Externe katheter- niet zefklevend - latex - Curion CuriFit

Toepassing

Externe katheter voor mannen bij overgevoeligheid voor kleefstoffen.

Gebruiksduur: 12-24 uur.

Productinformatie

- per stuk verpakt (30); ook in bulkverpakking (4 x 30) verkrijgbaar
- latex
- zonder fixatie, fixatie geschiedt door een aparte fixatiestrip (aan de binnenzijde of de buitenzijde)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
610525	UNOMEDICAL EXTERNE KATHETER LATEX 25 MM STERIEL	30 st.	40 x 30 st.
610530	UNOMEDICAL EXTERNE KATHETER LATEX 30 MM STERIEL	30 st.	40 x 30 st.
610535	UNOMEDICAL EXTERNE KATHETER LATEX 35 MM STERIEL	30 st.	40 x 30 st.



Externe katheter- zelfklevend - latex vrij - InCare InView

Toepassing

100% siliconen externe katheter in verschillende uitvoeringen.

Gebruiksduur: draagtijd is gemiddeld 12-24 uur.

Productinformatie

- per stuk verpakt
- 100% siliconen
- zelfklevend
- ademend materiaal, waardoor verhoogd draagcomfort
- transparant, waardoor huidconditie makkelijk is waar te nemen

Uitvoeringen:

- Inview Standaard: geschikt voor alledaags gebruik en bij overgevoeligheid voor latex.
- Inview Extra: voor extra zekerheid door brede kleeflaag.
- Inview Special: speciaal voor mannen met een teruggetrokken penis.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
97125	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX SPECIAL 25 MM	30 st.	10 x 30 st.
97129	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX SPECIAL 29 MM	30 st.	10 x 30 st.
97132	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX SPECIAL 32 MM	30 st.	10 x 30 st.
97136	HOLLISTER INCARE SPECIAL NON-LATEX EXTERNE KATHETER Ø36MM	30 st.	10 x 30 st.
97225	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX SPECIAL 25 MM	30 st.	10 x 30 st.
97229	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX STANDARD 29 MM	30 st.	10 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
97232	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX STANDARD 32 MM	30 st.	10 x 30 st.
97236	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX STANDARD 36 MM	30 st.	10 x 30 st.
97241	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX STANDARD 41 MM	30 st.	10 x 30 st.
97325	HOLLISTER INCARE EXTRA NON-LATEX EXTERNE KATHETER Ø25MM	30 st.	10 x 30 st.
97329	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX EXTRA 29 MM	30 st.	10 x 30 st.
97332	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX EXTRA 32 MM	30 st.	10 x 30 st.
97336	HOLLISTER INVIEW. EXTERNE KATHETER NON LATEX EXTRA 36 MM	30 st.	10 x 30 st.
9808	HOLLISTER INCARE ANTI-REFLUX LATEX EXTERNE KATHETER Ø3639MM REF 309808	15 st.	12 x 15 st.
9208	HOLLISTER ANTI REFLUX EXTERNE KATHETER LATEX 31-35MM	30 st.	6 x 30 st.
9207	HOLLISTER ANTI REFLUX EXTERNE KATHETER LATEX 26-30MM	30 st.	6 x 30 st.



Overig assortiment externe katheters

Toepassing

Voor bevestiging op de buik (bijvoorbeeld bij een teruggetrokken penis).

Gebruiksduur: 12-72 uur.

Productinformatie

- voor bedlegerige en immobiele gebruikers
- PVC met hydrocolloïd huidplaat
- huidvriendelijke kleeflaag, de urine komt niet in aanraking met de huid: dit voorkomt huidirritatie
- één maat
- openingsring is op maat te knippen
- kan doorgekoppeld worden naar been- of bedzak
- inclusief huidverzorgingsdoekje ter bescherming van de huid
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9811	HOLLISTER PENIS POUCH URINECOLLECTOR MAN ANATOMISCH GEVORMD INCLUSIEF HUIDVERZORGINGSDOEKJES	10 st.	12 x 10 st.
9840	HOLLISTER INCARE URINECOLLECTOR VROUW ANATOMISCH GEVORMD INCLUSIEF HUIDVERZORGINGSDOEKJES	10 st.	16 x 10 st.



Toebehoren externe katheters

Toepassing

Fixeren van de externe katheter.

Gebruiksduur: verwisselen met de externe katheter.

Productinformatie

- fixatiestrip eenzijdig klevend: voor fixatie aan de buitenkant van de externe katheter
- fixatiestrip tweezijdig klevend: voor fixatie aan de binnenzijde van de externe katheter

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9837	INCARE HUIDVERZORGINGSDOEKJE	50 st.	1 x 50 st.
610500	UNOMEDICAL FIXATIESTRIP TWEEZIJDIG KLEVEND STERIEL	30 st.	150 x 30 st.



Blaaskatheterisatieset - 1560a - Curion Curikit

Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch.

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije handschoenen
- 5 x wattendeppers
- kunststof katheterbak
- kunststof bakje
- steriel veld
- gat/splitdoek
- pincet
- spuit aquadest 10 ml
- 2 x gaaskompressen 10 x 10 cm
- afvalzak
- sacht glijmiddel
- flacon steriel water voor het reinigen van het gebied

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
1560A-1	CURION CURIKIT BLAASKATHETERISATIESET 1560A STERIEL	36 st.	1 x 36 st.



Blaaskatheterisatieset - 8970 - Curion CuriKit

Toepassing

Geschikt voor eenmalige katheterisatie met een gecoate afnamekatheter.

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije onderzoekhandschoenen
- 6x wattendeppers
- kunststof nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8970-1	CURION CURIKIT KATHETERISATIESET	1 st.	20 x 1 st.



Blaaskatheterisatiesets - 8976 - Curion CuriKit

Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch. (Inclusief Instillagel, aquadest, pincet en splitdoek.

Ook te gebruiken voor het inbrengen van een ongecoate afnamekatheter.

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije handschoenen
- 6 x wattendeppers
- nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld 55x60 cm
- gat/splitdoek
- pincet
- Instillagel 11 ml
- flacon steriel water voor het reinigen van het gebied
- spuit aquadest met 10 % glycerine
- lege injectiespuit 10 ml voor de te verwijderen ballon

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8976-3	CURION CURIKIT BLAASKATHETERISATIESET 8976 STERIEL	1 st.	20 x 1 st.



Blaaskatheterisatieset - 8972 - Curion CuriKit

Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch. (Inclusief Instillagel en aquadest).

Ook te gebruiken voor het inbrengen van een ongecoate afnamekatheter.

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije handschoenen
- 6 x wattendeppers
- kunststof nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld
- spuit Instillagel 11 ml
- spuit aquadest (incl 10% glycerine) 10 ml
- injectiespuit 10 ml (Male Luer)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8972-2	CURION CURIKIT BLAASKATHETERISATIESET 8972 STERIEL	1 st.	20 x 1 st.



Blaaskatheterisatieset - 8974 - Curion CuriKit

Toepassing

Geschikt voor eenmalige katherisatie met een gecoate afnamekatheter (inclusief pincet en splitdoek).

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 1 paar latexvrije handschoenen
- 6 x wattendeppers
- kunststof nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld
- gat/splitdoek
- pincet



Blaaskatherisatieset - 8979 - Curion CuriKit

Toepassing

De noodset 8979 bevat een siliconen verblijfskatheter, zodat men bij calamiteiten altijd het juiste product op de plank heeft. Deze set zorgt voor veiligheid en infectiepreventie, vermindering van kosten en tijdsbesparing.

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 1 x Curion CuriStay verblijfskatheter siliconen CH 14 Nelaton
- 2 x Curion CuriBag urine-nachtzak en Soft Careline urine dagzak, inclusief beenbandjes en een bedhanger
- 1 x katheterisatieset 8972 inclusief Instillagel en aquadest met glycerine, protocollen voor het inbrengen van een katheter
- 1 x Absorin onderlegger
- 1 paar onsteriele handschoenen latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8979	CURION CURIKIT BLAASKATHERISATIENOODSET INCLUSIEF SILICONEN VERBLIJFSKATHETER CH14 STERIEL	1 st.	1 x 1 st.


De feiten over



Blaasspoelvloeistof NaCL - Curion CuriFlush

Toepassing

Deze vloeistof wordt voornamelijk gebruikt om verstoppingen van de verblijfskatheter in de blaas te voorkomen of op te heffen.



Productinformatie

Uniek! De afbreekbare connectorhuls is eenvoudig te verwijderen en maakt hygiënisch werken mogelijk.

Curion CuriFlush heeft nog meer voordelen:

- kant en klaar eendelig blaasspoelsysteem voor hygiënisch en eenvoudig blaasspoelen
- makkelijk te openen verpakking
- aluminium verpakking voor optimale bescherming van de spoelvloeistof
- met 1 hand te bedienen afsluitklem voor extra gebruiksgemak
- lange smalle connector eenvoudig op de katheter aan te sluiten
- zachte folie van het spoelvloeistofzakje maakt gebruik extra patiënt- en gebruiksvriendelijk, wanneer de folie tegen de huid aan komt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
V7875630	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF NACL 0.9% 50 ML STERIEL REF FB99849	10 st.	1 x 10 st.
V7875651	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF NACL 0.9% 100 ML STERIEL REF FB99833	10 st.	1 x 10 st.


De feiten over



Blaasspoelvloeistof Solutio G - Curion CuriFlush

Toepassing

Deze vloeistof wordt voornamelijk gebruikt ter voorkoming van kristallisatie van fosfaten en steenaanslag en voor het oplossen van bestaande steenaanslag. Dit om verstoppingen van de verblijfskatheter te voorkomen of op te heffen.



Productinformatie

UNIEK! De afbreekbare connectorhuls is eenvoudig te verwijderen en maakt hygiënisch werken mogelijk.

Curion CuriFlush heeft nog meer voordelen:

- kant en klaar eindelijk blaasspoelsysteem voor hygiënisch en eenvoudig blaasspoelen
- makkelijk te openen verpakking
- aluminium verpakking voor optimale bescherming van de spoelvloeistof
- met 1 hand te bedienen afsluitklem voor extra gebruiksgemak
- lange smalle connector eenvoudig op de katheter aan te sluiten
- zachte folie van het spoelvloeistofzakje maakt gebruik extra patiënt- en gebruiksvriendelijk, wanneer de folie tegen de huid aan komt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
V7875203	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF SOLUTIO G 50 ML STERIEL REF FB99851	10 st.	1 x 10 st.


De feiten over



Blaasspoelvloeistof Solutio R - Curion CuriFlush

Toepassing

Deze vloeistof wordt voornamelijk gebruikt ter voorkoming van kristallisatie van fosfaten en steenaanslag en voor het oplossen van bestaande steenaanslag. Dit om verstoppingen van de verblijfskatheter te voorkomen of op te heffen.



Productinformatie

Uniek! De afbreekbare connectorhuls is eenvoudig te verwijderen en maakt hygiënisch werken mogelijk.

Curion CuriFlush heeft nog meer voordelen:

- kant en klaar eendelig blaasspoelsysteem voor hygiënisch en eenvoudig blaasspoelen
- makkelijk te openen verpakking
- aluminium verpakking voor optimale bescherming van de spoelvloeistof
- met 1 hand te bedienen afsluitklem voor extra gebruiksgemak
- lange smalle connector is eenvoudig op de katheter aan te sluiten
- zachte folie van het spoelvloeistofzakje maakt gebruik extra patiënt- en gebruiksvriendelijk, wanneer de folie tegen de huid aan komt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
V7875644	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF SOLUTIO R 50 ML STERIEL REF FB99843	10 st.	1 x 10 st.
V7875672	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF SOLUTIO G 100 ML STERIEL REF FB99841	10 st.	1 x 10 st.



Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - kruiskraan - Curion CuriBag

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- indicatieve maatverdeling
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2019	CURION CURIBAG 20 URINEBEDZAK KRUISKRAAN 90 CM 2 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.



Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - trekkraan - Curion CuriBag

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

Productinformatie

- trekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- indicatieve maatverdeling
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8011	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK TREKKRAAN 90 CM 1.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
8015	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK TREKKRAAN 10 CM 1.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
8019	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK TREKKRAAN 90 CM 2 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.

De feiten over



Bedzakken- gebruik 1 week (steriel/niet steriel)

Toepassing

Urineopvang in combinatie met externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: eenmalig gebruik meerdere dagen en nachten zonder het systeem te verbreken (= Closed System)

Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel voorkomt terugstromen van de urine de slang in
- indicatieve maatverdeling
- doorzichtige voorzijde en ondoorzichtige achterzijde, waardoor urine goed zichtbaar is
- dikke folie
- dikke toevoerslang
- steriele uitvoeringen per stuk verpakt
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
600800	UNOMEDICAL URINEBEDZAK KRUISKRAAN 4 L TRANSPARANT STERIEL	20 st.	1 x 20 st.
600905-1	UNOMEDICAL SE4 URINEBEDZAK KRUISKRAAN 100 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	65 st.	1 x 65 st.
600906-1	UNOMEDICAL A6 URINEBEDZAK KRUISKRAAN 120 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	20 st.	1 x 20 st.
600914	UNOMEDICAL BLAASSPOELZAK MET BALG KRUISKRAAN 4 L TRANSPARANT STERIEL	20 st.	1 x 20 st.
P4	PHARMAPLAST P4 URINEBEDZAK KRUISKRAAN 2 L TRANSPARANT STERIEL	65 st.	1 x 65 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
P425	PHARMAPLAST P425 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 2 L TRANSPARANT STERIEL	25 st.	1 x 25 st.
600903	UNOMEDICAL A4 URINEBEDZAK KRUIKRAAN NAALDENVRIJ MONSTERAFFNAMEPUNT 110 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	50 st.	1 x 50 st.



Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - kruiskraan - bulkverpakking - Curion CuriBag

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urinetrekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de lang in
- semi transparante folie
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8758	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK KRUISKRAAN 110 CM 2 L	25 st.	8 x 25 st.

De feiten over



Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - trekkraan - bulkverpakking - Curion CuriBag

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

Productinformatie

- trekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de lang in
- semi transparante folie
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8070	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK ZONDER KRAAN 90 CM 1.5 L	25 st.	10 x 25 st.
8074	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK TREKKRAAN 10 CM 1.5 L	25 st.	16 x 25 st.
8078	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK TREKKRAAN 90 CM 2 L	25 st.	8 x 25 st.



Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik - kruiskraan - Curion CuriBag20

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag

Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met 1 hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

* = schuine inlaat bij bovenbeenzak (10 cm slang) voorkomt knikken

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2021	CURION CURIBAG 20 URINEBEDZAK KRUIKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L GROEN	40 st.	4 x 40 st.
2025	CURION CURIBAG 20 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 45 CM 0.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
2027	CURION CURIBAG 20 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 60 CM 0.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
8760	CURION CURIBAG URINEBEENZAK 750ML 10CM KRUIKRAAN	25 st.	10 x 25 st.
8764	CURION CURIBAG URINEBEENZAK 750ML 45CM KRUIKRAAN	25 st.	8 x 25 st.



Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik - trekkraan - Curion CuriBag80

Toepassing

Toepassing: urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag

Productinformatie

- trekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

* = schuine inlaat bij bovenbeenzak (10 cm slang) voorkomt knikken

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8021	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L GROEN	50 st.	4 x 50 st.
8023	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L GROEN	50 st.	4 x 50 st.
8025	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 45 CM 0.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
8027	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 60 CM 0.5 L GROEN	100 st.	1 x 100 st.



Urinebeenzakken- voor gebruik 3-5 dagen - doorkoppelbaar - Curion Soft Careline

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: 3-5 dagen

Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met 1 hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- witte/ transparante stevige folie
- doorkoppelbaar bijvoorbeeld naar nachtzak
- anatomische vorm en nonwoven achterzijde, verhoogd draagcomfort (NW)
- inclusief twee beenbandjes
- op maat knipbare toevoerslang met losse connector
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2040	CURION SOFT CARELINE URINEBEENZAK KRUIKRAAN 10 CM 0.5 L TRANSPARANT	10 st.	8 x 10 st.
2046	CURION SOFT CARELINE URINEBEENZAK KRUIKRAAN VARIABELE SLANG 0.5 L TRANSPARANT	10 st.	8 x 10 st.
2048	CURION SOFT CARELINE URINEBEENZAK KRUIKRAAN VARIABELE SLANG 0.75 L TRANSPARANT	10 st.	8 x 10 st.
2052	CURION SOFT CARELINE URINEBEDZAK KRUIKRAAN VARIABELE SLANG 1.5 L TRANSPARANT	30 st.	1 x 30 st.



Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik - kruiskraan - bulkverpakking - Curion CuriBag20

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urinetrekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de lang in
- semi transparante folie
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2061	CURION CURIBAG 20 URINEBEENZAK KRUISKRAAN GROTERE DIAMETER SLANG 10 CM 0.75 L TRANSPARANT	25 st.	8 x 25 st.
2065	CURION CURIBAG 20 URINEBEENZAK KRUISKRAAN GROTERE DIAMETER SLANG 10 CM 0.75 L TRANSPARANT	25 st.	6 x 25 st.



Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik - trekkraan - bulkverpakking - Curion CuriBag20

Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

Productinformatie

- trekkraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urinetrekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de lang in
- semi transparante folie
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8030	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L TRANSPARANT	25 st.	16 x 25 st.
8032	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.75 L TRANSPARANT	25 st.	20 x 25 st.
8034	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 45 CM 0.5 L TRANSPARANT	25 st.	10 x 25 st.
8036	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 60 CM 0.5 L TRANSPARANT	25 st.	10 x 25 st.



Urineopvangzak babykind

Toepassing

Urineopvang voor kinderen.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik

Productinformatie

- kruiskraan (makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine)
- terugslagventiel (voorkomt terugstromen van de urine de slang in)
- indicatieve maatverdeling
- transparante voorzijde en ondoorzichtige achterzijde (waardoor urine goed zichtbaar is)
- steriel/niet steriel
- op maat knipbare toevoerslang (losse connector)
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
606100	UNOMEDICAL URINEZAK PEDIATRISCH KRUISKRAAN 25 CM 0.35 L STERIEL	100 st.	1 x 100 st.
7501	HOLLISTER U-BAG URINEOPVANGZAK KIND	100 st.	1 x 100 st.
7505	HOLLISTER U-BAG URINEOPVANGZAK BABY	100 st.	1 x 100 st.
7511	HOLLISTER U-BAG URINEOPVANGZAK KIND STERIEL	100 st.	1 x 100 st.



Bedhanger - Curion Bedhanger

Toepassing

Voor het bevestigen van een urinebedzak.

Productinformatie

- bedhanger: hiermee kan de urinebedzak aan het bed worden bevestigd
- vloerstandaard voor urinebedzak: hieraan kan de urinebedzak worden opgehangen, zodat deze naast het bed kan worden geplaatst (bijvoorbeeld te gebruiken wanneer er geen bedrand aanwezig is). Tevens maakt deze standaard de patiënt mobiel, hij kan gedragen of naast een stoel geplaatst worden
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8914	CURION BEDHANGER RVS	10 st.	10 x 10 st.
8916-1	UNOMEDICAL BEDHANGER KUNSTSTOF BLAUW	200 st.	1 x 200 st.
9220405	CURION VLOERSTANDAARD GEPLASTIFICEERD METAAL WIT	1 st.	50 x 1 st.



Fixatiemateriaal - Curion Beenbanden en katoenen beenzakhouter

Toepassing

Ter fixatie van een urinebeenzak.

Productinformatie

- beenbandjes Soft met klittenband: elastisch, door middel van klittenband op de juiste maat te brengen, wasbaar op 40°C
- beenbandjes Soft Careline Comfort, 5 cm brede elastische beenbanden (voorkomt tourniquet-effect) te gebruiken in combinatie met de Soft Careline urinebeenzakken
- katoenen beenzakhouter: uitermate geschikt voor mensen, die geen elastisch fixatiemateriaal kunnen verdragen, wasbaar

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8044	CURION BEENBANDJES MET KLITTENBANDSLUITING	25 st.	10 x 25 st.
8045	CURION SOFT CARELINE BEENBANDEN COMFORT ONDERBEEN	1 st.	25 x 1 st.
8047	CURION SOFT CARELINE BEENBANDEN COMFORT BOVENBEEN	1 st.	25 x 1 st.
8080	CURION URINEBEENZAKHOUDER KATOEN	1 st.	160 x 1 st.
8082	CURION BEENBAND MET KNOOPSGATEN ELASTIEK	25 st.	10 x 25 st.



Fixatiemateriaal - Curion Fixette en Fixette Plus

Toepassing

Elastische urinebeenzakhouder.

Gebruiksduur: enige maanden.

Productinformatie

- elastische en huidvriendelijke urinebeenzakhouder
- huid komt niet in contact met urinezak
- vormt zich perfect naar de vorm van het been (optimaal draagcomfort)
- veilig systeem
- is te dragen op boven- of onderbeen, voor- of zijkant van het been
- wasbaar op 40°C
- gebruiksaanwijzing
- latexvrij

Fixette: wordt als een kous om het been aangetrokken

Fixette Plus: wordt met een klittenbandsluiting om het been aangebracht en de toevoerslang van de urinezak is te fixeren

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8084	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER S GEEL	1 st.	175 x 1 st.
8086	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER M BLAUW	1 st.	150 x 1 st.
8088	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER L	1 st.	125 x 1 st.
8090	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER XL GROEN	1 st.	125 x 1 st.
8092	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS S 30-45CM ONDERBEEN	1 st.	50 x 1 st.
8094	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS M 40-55CM ONDER - EN BOVENBEEN	1 st.	50 x 1 st.
8096	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS L 54-69CM BOVENBEEN	1 st.	50 x 1 st.
8098	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS XL 64-81CM BOVENBEEN	1 st.	50 x 1 st.
8100	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS XXL 80-95CM BOVENBEEN	10 st.	5 x 10 st.

De feiten over



Verlengslang - Curion Verlengslang

Toepassing

Verlengslang voor urinezak.

Gebruiksduur: éénmalig.

Productinformatie

- 60 cm, op gewenste lengte afknipbaar
- universele aansluitmogelijkheden
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8042	CURION VERLENGSLANG 60 CM	10 st.	8 x 10 st.

De feiten over



Urinalen voor de man - Curion Urinalen

Toepassing

Een compleet assortiment Curion urinalen voor mannen. Geschikt voor mannen die staand, zittend of liggend moeten plassen.

Productinformatie

8905 = Urinaal van kunststof met deksel. Geschikt voor mannen die staand, zittend of liggend moet plassen. Steriliseerbaar (tot 130°C). Inhoud 1.000 ml.

8920 = UriBag, het handige en discrete meeneemurinaal voor onderweg. Het is in opgevouwen toestand niet groter dan een fotorolletje. Inhoud: 1.100 ml.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8905	CURION URINAAL MET DEKSEL KUNSTSTOF 1 L	1 st.	6 x 1 st.
8920	CURION URIBAG MEENEEMURINAAL 1.1 L	1 st.	150 x 1 st.



Urinalen voor de vrouw - Curion Urinalen

Toepassing

Een compleet assortiment Curion urinalen voor vrouwen. Geschikt voor vrouwen die zittend of liggend moeten plassen.

Productinformatie

8909 = Het Bridge-urinaal van kunststof is geschikt voor vrouwen die zittend of liggend plassen. Bridge wordt gebruikt in combinatie met een urinezak. Inhoud: afhankelijk van gekozen urinezak. Reinigen met heet sop (tot 90°C).

8930 = UriBag-F is een handig en discreet meeneemurinaal voor onderweg. Het is in opgevouwen toestand niet groter dan een fotorolletje. Inhoud: 1.100 ml. Reinigen: met heet sop.

8940 = De Urifem is geschikt voor vrouwen die liggend of half-zittend moeten plassen. De anatomische mond voorkomt lekkage. Steriliseerbaar (tot 130°C). Inhoud: 1.000 ml.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
692300	CURION ONDERSTEEK ROND PULP 2 L	200 st.	1 x 200 st.
8909	CURION URINESCHUITJE VROUW	1 st.	1 x 1 st.
8930	CURION URIBAG-F MEENEEMURINAAL 1.1 L	1 st.	75 x 1 st.
8940	CURION URIFEM VROUWENURINAAL KUNSTSTOF 1 L TRANSPARANT	1 st.	21 x 1 st.

De feiten over



Toebehoren urinalen

Toepassing

Toebehoren voor het gebruik van een urinaal.

Productinformatie

8908 = Urinaalhouder van geplastificeerd draadstaal. Te gebruiken in combinatie met urinaal 8940.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8908	CURION URINAALHOUDER GEPLASTIFICEERD DRAADSTAAL	1 st.	20 x 1 st.



Anaaltampon - Curion Anaaltampon

Toepassing

Voor mensen met ongewild ontlastingsverlies, houdt ontlasting tijdelijk in het lichaam.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 8 uur per tampon.

Productinformatie

- lichaamsvriendelijke schuimstof
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
1016	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 16 MM	50 st.	2 x 50 st.
1018	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 18 MM	50 st.	2 x 50 st.
1020	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 20 MM	50 st.	2 x 50 st.
1025	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 25 MM	40 st.	2 x 40 st.
1218	CURION ANAALTAMPON CONCAAF VERKORT MODEL 18 MM	50 st.	2 x 50 st.
1220	CURION ANAALTAMPON CONCAAF VERKORT MODEL 20 MM	50 st.	2 x 50 st.
1318	CURION ANAALTAMPON CILINDRISCH	50 st.	2 x 50 st.
1320	CURION ANAALTAMPON CILINDRISCH	100 st.	1 x 100 st.
1400	CURION ANAALTAMPON APPLICATOR STANDAARD MODEL	1 st.	1 x 1 st.
1410	CURION ANAALTAMPON APPLICATOR GROOT MODEL	1 st.	20 x 1 st.
1520	CURION ANAALTAMPON KOGEL 20 MM	50 st.	2 x 50 st.
1524	CURION ANAALTAMPON KOGEL 24 MM	50 st.	2 x 50 st.
1528	CURION ANAALTAMPON KOGEL 28 MM	40 st.	2 x 40 st.
1530	CURION ANAALTAMPON KOGEL 30 MM	40 st.	2 x 40 st.
1600	CURION ANAALTAMPON FIXATIEPLEISTER	100 st.	1 x 100 st.
2300	CURION ANAALTAMPON CILINDRISCH 30 MM	50 st.	2 x 50 st.
3020	CURION ANAALTAMPON CONVEX	50 st.	2 x 50 st.
3030	CURION ANAALTAMPON CONVEX	50 st.	2 x 50 st.

De feiten over



Darmspoelset - Curion Irrigatieset Anaal

Toepassing

Voor het spoelen van de darmen.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.



Productinformatie

Opening aan de bovenzijde van de irrigatiezak, waardoor deze gevuld kan worden met de gewenste vloeistof.

- geïntegreerde rectumcanule (150 cm lang) met open punt en openingen aan de zijkant. Vaseline is al aangebracht op de punt, zodat inbrengen nog gemakkelijker gaat
- ophangopeningen in de irrigatiezak, zodat de irrigatiezak opgehangen kan worden
- inclusief onderlegger
- inclusief afsluitklem

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8099	CURION IRRIGATIESET ANAAL	50 st.	1 x 50 st.



Fecesopvangzak - Incare

Toepassing

Opvangzak voor ontlasting.

Gebruiksduur: gemiddeld 2 à 3 dagen.

Productinformatie

- reukvrij
- lekvrij
- hulpmiddel ter voorkoming en genezing van decubitus (huid komt niet in contact met ontlasting)
- polyvinylchloride met hydrocolloïd huidplaat
- rectale temperatuurmeting blijft mogelijk door thermometerventiel
- bij diarree: doorkoppelbaar naar een urinezak
- bij vaste ontlasting: onderzijde zak recht afknippen en afsluiten met een klem
- gebruiksaanwijzing

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9821	INCARE HOLLISTER FECESOPVANGZAK 1000ML	10 st.	12 x 10 st.
9822	INCARE HOLLISTER FECESOPVANGZAK 500ML	10 st.	12 x 10 st.
9838	HUIDPASTA VOOR EEN EXTRA GOEDE FIXATIE VAN DE HUIDPLAAT	6 st.	1 x 6 st.



Rectale therapieballon - Curion Rectale Therapieballon

Toepassing

De eerste toepassingsmogelijkheid van de rectale therapieballon betreft het signaleren van gevoelsafwijkingen in het rectum.

Een tweede toepassingsmogelijkheid is het trainen van de sluitspier, het aandrangsgevoel wordt opgewekt door middel van de ballon.

Het gebruik van de rectale therapieballon gebeurt onder begeleiding van een professional of op voorschrift hiervan.

Gebruiksduur: eenmalig

Productinformatie

- inclusief spuit en vulkraantje
- product bevat latex

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
84450-1	CURION RECTALE THERAPIEBALLON INCLUSIEF SPUIT EN VULKRAANTJE STERIEL	5 st.	10 x 5 st.



Startset - Curion Anaaltampon

Toepassing

De Curion Anaaltampon kan een goede oplossing zijn voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar, die last hebben van ongewild ontlastingsverlies.

In de startset Anaaltampon zitten verschillende soorten en maten Anaaltampons om de verschillende mogelijkheden uit te proberen. Door middel van een opbouwschema komt men uit op de juiste maat en soort.

Gebruiksduur: maximaal 8 uur per tampon

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 7 (x 3) Curion Anaaltampon
- applicator
- vaseline
- handschoenen
- afvalzakjes
- gebruiksaanwijzing

Machtiging is nodig.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
1150	CURION ANAALTAMPON STARTSET	1 st.	1 x 1 st.
1250	CURION ANAALTAMPON STARTSET	1 st.	2 x 1 st.



Startset - Curion Externe katheters

Toepassing

Door middel van een startset kan de gebruiker diverse soorten en maten uitproberen.

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- InView Standaard externe katheter (siliconen externe katheter, dus ook geschikt bij overgevoeligheid voor latex)

Gebruik de Inview Standaard in combinatie met een beenzak (Soft Careline) of een bedzak.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8162	CURION STARTSET EXTERNE KATHETERS	1 st.	10 x 1 st.



Startset - Curion Urinezakken

Toepassing

Door middel van de startset kan de gebruiker diverse soorten en maten uitproberen.

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2021 en 2019 zijn voor eenmalig dagelijks gebruik
- 2046 is doorkoppelbaar en meerdere dagen te gebruiken
- P425 is geschikt voor gebruikers, die meerdere dagen en nachten achtereen een urinezak gebruiken zonder los te koppelen

Te gebruiken in combinatie met een verblijfskatheter of een externe katheter.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8170	CURION STARTSET URINEZAKKEN	1 st.	10 x 1 st.