



### Kliniplast Active - antibacteriële wondpleister

#### Toepassing

De antibacteriële wondpleister voor de behandeling van oppervlakkige schaaf-, snij- en brandwonden en kleine wonden die ontstoken of geïnfecteerd zijn.

#### Productinformatie

- de honing in de wondpleister doodt schadelijke wondbacteriën
- vermindert de ontstekingsreactie, zwelling en pijn
- zorgt voor een snelle wondgenezing
- vermindert de kans op vorming van littekenweefsel
- hecht niet aan de wond
- waterbestendig (douchen)
- transparant
- doorlatend voor waterdamp en ondoorlaatbaar voor micro-organismen
- kan meerdere dagen op de wond blijven (3-5 dagen)

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4174720-1	KLINION KLINIPLAST ACTIVE ANTIBACTERIELE WONDPLEISTER OP HONINGBASIS 4.5 X 7.5 CM STERIEL 3 ST REF 174720	25 st.	10 x 25 st.
4174721	KLINION KLINIPLAST ACTIVE ANTIBACTERIELE WONDPLEISTER OP HONINGBASIS 4.5 X 7.5 CM STERIEL 20 ST REF 174721	20 st.	30 x 20 st.

# De feiten over



## Kliniplast Wrattenpleister

### Toepassing

Een wrat is een rond bobbeltje op de huid dat op het hele lichaam in wisselende aantallen en groottes kan voorkomen. Ze worden veroorzaakt door een virus dat vaak wordt verspreid in zwembaden, doucheruimten en sportzalen.

Met de Kliniplast kant en klare wrattenpleister wordt de wrat op effectieve wijze behandeld. De pleister bevat 40% salicylzuur wat de wrat verweekt, terwijl de omliggende huid beschermd wordt door de foam pleister. De uitsparing ontlast bovendien de druk. Verwissel de wrattenpleister elke 2 dagen tot de zacht geworden eelt eraf te wrijven is.



### Productinformatie

- foam dragermateriaal met ronde uitsparing met daarin een kussentje met 40% salicylzuur
- huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- vermindert de druk en verzacht de pijn

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294122	KLINION KLINIPLAST WRATTENPLEISTER CONSUMENTENVERPAKKING 4 ST REF 294122	4 st.	20 x 4 st.



### Kliniplast Border - steriele nonwoven eilandpleister

#### Toepassing

De eilandpleister is een niet aan de wond verklevend kompres en fixatiepleister in één. Geschikt voor de verzorging van post-operatieve wonden, voor droge wonden of voor wonden met een geringe vochtafgifte. De eilandpleister is gebruiksklaar en gemakkelijk.

#### Productinformatie

- wondkussen vervaardigd van 100% viscose
- voorzien van een niet verklevend 100% polyethyleen laag
- dragermateriaal van wit nonwoven
- kleeflaag op polyacrylaat basis
- rekbaar materiaal
- huidvriendelijk
- gamma gesteriliseerd

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294200	KLINION KLINIPLAST BORDER EILANDPLEISTER NONWOVEN 5 X 7 CM WIT STERIEL WONDKUSSEN 3 X 4 CM REF 294200	50 st.	24 x 50 st.
4294201	KLINION KLINIPLAST BORDER EILANDPLEISTER NONWOVEN 8 X 10 CM WIT STERIEL WONDKUSSEN 4 X 5 CM REF 294201	50 st.	6 x 50 st.
4294203	KLINION KLINIPLAST BORDER EILANDPLEISTER NONWOVEN 8 X 15 CM WIT STERIEL WONDKUSSEN 4 X 10 CM REF 294203	50 st.	6 x 50 st.
4294204	KLINION KLINIPLAST BORDER EILANDPLEISTER NONWOVEN 10 X 20 CM WIT STERIEL WONDKUSSEN 5 X 15 CM REF 294204	10 st.	12 x 10 st.
4294205	KLINION KLINIPLAST BORDER EILANDPLEISTER NONWOVEN 10 X 25 CM WIT STERIEL WONDKUSSEN 5 X 20 CM REF 294205	10 st.	12 x 10 st.
4294206	KLINION KLINIPLAST BORDER EILANDPLEISTER NONWOVEN 10 X 30 CM WIT STERIEL WONDKUSSEN 5 X 25 CM REF 294206	25 st.	6 x 25 st.



### Kliniplast Comfort - steriele wondpleister

#### Toepassing

Deze steriele wondpleister is met name geschikt voor de snelle behandeling van alledaagse wondjes. Omdat Kliniplast Comfort wondpleister rondom zelfklevend is, beschermt het de wond van alle kanten tegen verontreiniging. Door de extra brede kleeftand zit de pleister stevig vast, ook op moeilijk te verbinden plaatsen. Het wondkussen hecht niet aan de wond en laat zich daardoor pijnloos verwijderen.



#### Productinformatie

- wondkussen vervaardigd van 100% viscose
- voorzien van een niet verklevend 100% polyethyleen laag
- beige nonwoven dragermateriaal vervaardigd van 100% polyester
- kleeflaag op polyacrylaat basis
- huidvriendelijk
- verkrijgbaar in handige kleinverpakking
- steriel

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294111	KLINION KLINIPLAST COMFORT WONDPLEISTER NONWOVEN CONSUMENTENVERPAKKING STERIEL HUIDKLEUR REF 294111	10 st.	100 x 10 st.



### Kliniplast Detectable - detecteerbare blauwe wondpleister

#### Toepassing

Deze blauwe wondpleisterstrips zijn detecteerbaar door hun kleur en de metalen strip in het wondkussen. De Kliniplast Detectable is met name geschikt voor toepassing in keukens bij de voedselbereiding en in de voedselverwerkende industrie.

#### Productinformatie

- waterbestendig poly ethyleen dragermateriaal
- huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- kleur blauw
- afmeting van de pleisterstrips: 25x76mm

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294121	KLINION KLINIPLAST DETECTABLE WONDPLEISTER WATERBESTENDIG DETECTABLE 25 X 76 MM BLAUW REF 294121	50 st.	20 x 50 st.

# De feiten over



## Kliniplast Easy - pleisterstrip in dispenser

### Toepassing

Deze wondpleisterstrips zijn ideaal voor de snelle behandeling van kleine alledaagse wondjes. Met behulp van de handige dispenser zijn de pleisters snel en gemakkelijk uit de verpakking te halen en direct klaar voor gebruik. Het wondkussen hecht niet aan de wond en laat zich daardoor pijnloos verwijderen.

### Productinformatie

- vervaardigd van polyethyleen
- kleeflaag op basis van huidvriendelijk polyacrylaat
- waterbestendig
- huidvriendelijk
- dispensermapje bevat 12 voorverpakte strips



### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294103	KLINION KLINIPLAST EASY WONDPLEISTER STRIPS IN DISPENSER. CONSUMENTENVERPAKKING 12 ST REF 294103	480 st.	10 x 480 st.

## De feiten over



### Klinioplast Inject - injectiepleister

#### Toepassing

De injectiepleister is bedoeld om een injectieplaats af te dekken na inenting of na veneuze bloedafname. Eventueel vrijkomend bloed kan worden opgenomen door het speciale wondkussen.



#### Productinformatie

- nonwoven wondpleister met huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- op rol per stuk af te scheuren met behulp van perforatierandjes
- verpakt in dispenserdoos

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294375	KLINION KLINIPLAST INJECT INJECTIEPLEISTER OP ROL A 250 ST 20 X 40 MM REF 294375	1 st.	28 x 1 st.

# De feiten over



## Kliniplast Kids - kinderpleister

### Toepassing

De kinderpleisters zijn geschikt voor de snelle behandeling van kleine alledaagse wondjes. Door de huidvriendelijke kleeflaag is de pleister speciaal geschikt voor de gevoelige huid van kinderen. Met de leuke Garfield plaatjes die op de pleisters staan, wordt de aandacht direct afgeleid van de pijn. Het wondkussen hecht niet aan de wond en laat zich daardoor pijnloos verwijderen.

### Productinformatie

- dragermateriaal vervaardigd van pvc
- kleeflaag op basis van huidvriendelijk acrylaat
- waterbestendig
- kleeft niet aan de wond
- huidvriendelijk
- met vrolijke Garfield print
- ook in handige 100 stuks verpakking!



### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294118	KLINION KLINIPLAST KIDS WONDPLEISTER KIDS GARFIELD CONSUMENTENVERPAKKING 1 M X 6 CM REF 294118	1 st.	20 x 1 st.
4294119	KLINION KLINIPLAST KIDS WONDPLEISTER KIDS GARFIELD CONSUMENTENVERPAKKING 19 X 76 MM 20 ST REF 294119	20 st.	20 x 20 st.
4294120	KLINION KLINIPLAST KIDS WONDPLEISTER KIDS GARFIELD CONSUMENTENVERPAKKING 19 X 76 MM 100 ST REF 294120	100 st.	12 x 100 st.

# De feiten over




## Kliniplast Likdoornpleister

### Toepassing

Likdoorns aan voeten ontstaan door verkeerde schoenen, door een verkeerde stand van de voet of de tenen, of een combinatie van beide. De likdoorn kan worden verwijderd door het hoornmateriaal waaruit de likdoorn is opgebouwd te verweken met salicylzuur.

De Kliniplast Likdoornpleister is een kant en klare, waterbestendige, voorgevormde pleister met een ronde uitsparing met een kussentje met 40% salicylzuur. Dit salicylzuur verweekt de likdoorn terwijl de omliggende huid beschermd wordt door de pleister. De uitsparing ontlast bovendien de druk. Elke 2 dagen verwisselen tot zacht geworden eelt eraf te wrijven is.



### Productinformatie

- polyethyleen dragermateriaal met ronde uitsparing met een kussentje met 40% salicylzuur
- waterbestendig
- huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- vermindert druk en verzacht de pijn
- actieve verwijdering van de likdoorn in ongeveer 2 weken

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294123	KLINION KLINIPLAST LIKDOORNPleister CONSUMENTENVERPAKKING 8 ST REF 294123	8 st.	20 x 8 st.

# De feiten over



## Kliniplast Opti - oogpleister

### Toepassing

Deze Kliniplast Opti oogpleister is speciaal geschikt voor occlusietherapie. Bij de behandeling van bijvoorbeeld een lui oog wordt het gezonde oog dan afgeplakt. De pleister kan tevens worden toegepast bij kleine wondjes aan het oog. De oogpleister is voorzien van een absorberend wondkussen en een speciale inkeping waardoor de oogpleister goed aansluit rondom het oog. Omdat de pleister veelal bij kinderen wordt toegepast, hebben de pleisters frisse kleuren (rood, blauw en huidkleur) en worden er leuke stickers meegeleverd om op de oogpleisters te plakken. Voor de kleintjes (maat Small) zitten er Winnie de Pooh stickers bij en voor de grotere kinderen (maat Medium en Large) Madagascar stickers.



### Productinformatie

- vervaardigd van nonwoven dragermateriaal
- verpakking bevat 20 oogpleisters in de kleuren rood, blauw en huidkleur
- kleeflaag op basis van acrylaat
- huidvriendelijk
- inclusief leuke stickers voor toepassing bij kinderen: Winnie de Pooh stickers bij de maat Small en Madagascar stickers bij de maten Medium en Large
- aantrekkelijke, vrolijke consumentenverpakking

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294147	KLINION KLINIPLAST OPTI OOGPLEISTER S 4.5 X 6 CM ROOD. BLAUW. HUIDKLEUR + STICKERS WINNIE DE POOH REF 293147	200 st.	5 x 200 st.
4294148	KLINION KLINIPLAST OPTI OOGPLEISTER M 5.3 X 7 CM ROOD. BLAUW. HUIDKLEUR+ STICKERS WINNIE DE POOH REF 294148	200 st.	5 x 200 st.
4294149	KLINION KLINIPLAST OPTI OOGPLEISTER L 5.5 X 8 CM ROOD. BLAUW. HUIDKLEUR+ STICKERS MADAGASCAR REF 294149	200 st.	5 x 200 st.


## De feiten over



### Kliniplast Ready assorti - pleisterstrip waterbestendig

#### Toepassing

De wondpleisterstrips zijn geschikt voor de behandeling van kleine alledaagse wondjes. Het wondkussen hecht niet aan de wond en laat zich daardoor pijnloos verwijderen. De pleisters zijn waterbestendig. De verpakking bevat verschillende afmetingen daardoor zijn de pleisters geschikt voor diverse toepassingsgebieden. Vervang de pleister regelmatig voor optimale genezing.




#### Productinformatie

- vervaardigd van waterbestendig polyethyleen materiaal
- kleeflaag op basis van huidvriendelijk polyacrylaat
- verpakking bevat 20 kant en klare strips in 4 verschillende maten: 4 stuks 19 x 72 mm, 8 stuks 25 x 72 mm, 6 stuks 9 x 38 mm, 2 stuks rond met diameter 22 mm

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294101	KLINION KLINIPLAST READY ASSORTI WONDPLEISTER STRIPS ASSORTI. CONSUMENTENVERPAKKING 20 ST REF 294101	20 st.	100 x 20 st.

## De feiten over



### Kliniplast Ready Finger - wondpleister vinger/teen

#### Toepassing

De wondpleister vinger/teen bestaat uit twee uitvoeringen die speciaal geschikt zijn voor de lastig te verbinden vingers en tenen. Voor stevige en langdurige fixatie is er de vinger/teenpleister met extra lange kleebrand en voor de vinger/teentop wondjes is er een speciaal voorgevormde uitvoering.



#### Productinformatie

- vervaardigd van een zacht en flexibel materiaal
- verpakking bevat 6 extra lange vinger/teenpleisters en 6 speciaal gevormde vingertoppleister
- huidvriendelijk
- waterbestendig
- huidkleurig

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294106	KLINION KLINIPLAST READY WONDPLEISTER STRIPS VINGER. TEEN. CONSUMENTENVERPAKKING 12 ST REF 294106	12 st.	100 x 12 st.

# De feiten over



## Kliniplast Ready Soft - pleisterstrip

### Toepassing

Deze wondpleisterstrips zijn geschikt voor de behandeling van kleine alledaagse wondjes. Het wondkussen hecht niet aan de wond en laat zich daardoor pijnloos verwijderen. De kant en klare Ready Soft pleisters zijn leverbaar in een handige dispenser verpakking voor groot verbruik in bijvoorbeeld instellingen. Daarnaast zijn deze pleisters ook beschikbaar voor de consument in een kleinere 20 stuks verpakking. De Ready soft pleisters zijn zacht, huidvriendelijk en comfortabel.



### Productinformatie

- dragermateriaal van zacht nonwoven
- huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- huidkleur
- leverbaar in rollen van 250 strips in een dispenserdoos en individueel verpakt (20 stuks) in een consumentenverpakking

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294117	KLINION KLINIPLAST READY SOFT WONDPLEISTER STRIPS NONWOVEN CONSUMENTENVERPAKKING 25 X 72 MM REF 294117	20 st.	100 x 20 st.
4294380	KLINION KLINIPLAST READY SOFT WONDPLEISTER NONWOVEN OP ROL A 250 ST 20 X 60 MM REF 294380	1 st.	18 x 1 st.

## De feiten over



### Kliniplast Skin Protect - blarenpleister

#### Toepassing

De blarenpleister beschermt de huid als er intensieve druk of wrijving op wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld bij wandelen of sporten of bij knellende schoenen. Met de 3 typen anatomisch gevormde pleisters zijn ook lastig te verbinden plaatsen zoals tenen, hielen en enkels eenvoudig te behandelen.

De Skin Protect pleister is tevens geschikt voor het behandelen van kleine open wondjes zoals schaaf-, snij- en brandwondjes.



#### Productinformatie

- comfortabel, anatomisch gevormd en waterbestendig
- blijft goed op zijn plaats, ook bij transpiratie en douchen
- absorbeert wondvocht, is zeer huidvriendelijk en kan meerdere dagen blijven zitten
- na aanbrengen, pleister stevig aandrukken

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294400	KLINIPLAST SKIN PROTECTION ASSORTIMENT SET 5	25 st.	10 x 25 st.


# De feiten over



## Kliniplast Standard - wondpleister

### Toepassing

Deze wondpleister is geschikt voor de snelle behandeling van kleine alledaagse verwondingen. Leverbaar met zowel een textiel als een waterbestendig dragermateriaal.



### Productinformatie

Kliniplast Standard soft:- nonwoven dragermateriaal

- kleeflaag op basis van huidvriendelijk polyacrylaat
- huidkleur
- eenvoudig op maat te knippen



Kliniplast Standard waterresistant:- polyethyleen dragermateriaal

- kleeflaag op basis van een huidvriendelijk polyacrylaat
- eenvoudig op maat te knippen
- waterbestendig



Kliniplast Standard textile:- dragermateriaal van elastisch textiel

- latexvrije zinkoxide kleeflaag
- eenvoudig op maat te knippen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294100	KLINION WONDPLEISTER WATERBESTENDIG CONSUMENTENVERPAKKING 1 M X 6 CM REF 294100	1 st.	100 x 1 st.
4294105	KLINION WONDPLEISTER TEXTIEL CONSUMENTENVERPAKKING 1 M X 6 CM REF 294105	1 st.	100 x 1 st.
4294115	KLINION WONDPLEISTER NONWOVEN CONSUMENTENVERPAKKING 1 M X 6 CM REF 294115	1 st.	100 x 1 st.
4294350	KLINION WONDPLEISTER WATERBESTENDIG 5 M X 6 CM REF 294350	1 st.	12 x 1 st.
4294351	KLINION WONDPLEISTER TEXTIEL 5 M X 6 CM REF 294351	1 st.	12 x 1 st.
4294353	KLINION WONDPLEISTER NONWOVEN 5 M X 6 CM REF 294353	1 st.	12 x 1 st.

## De feiten over



### Kliniplast Waterproof - waterdichte wondpleister

#### Toepassing

Een dunne en flexibele wondpleister, geschikt voor het verbinden van kleine, alledaagse snij- schaaf en brandwondjes. De pleister bestaat uit een huidkleurig niet verklevend wondkussen met daaroverheen een dunne transparante wondfolie. Deze folie is waterdicht en dus zeer geschikt voor wanneer men wil zwemmen, baden en douchen met wondjes. Verwijder voor het aanbrengen allereerst de 2 dunne schutbladen aan de onderzijde van de pleister. Breng de pleister aan op de wond en verwijder vervolgens de 2 bovenste stevigere schutbladen.



#### Productinformatie

- polyurethaan film dragermateriaal met een niet verklevend wondkussen
- semi-permeabel, dus ondoordringbaar voor micro-organismen maar wel waterdamp en zuurstof doorlatend
- huidvriendelijke acrylaat kleeflaag
- 12 stuks 38x72mm en 8 stuks 38x38mm

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294116	KLINION KLINIPLAST WATERPROOF WONDPLEISTER STRIPS WATERPROOF. CONSUMENTENVERPAKKING 2 MATEN. 20 ST REF 294116	20 st.	100 x 20 st.



## Easi-V - IV fixatiepleister

### Toepassing

Deze fixatiepleister wordt toegepast bij de fixatie van intraveneuze canules voor langere duur (maximaal 5 dagen). Door de transparante wondfolie kan de insteekopening voortdurend geïnspecteerd worden. De voorgevormde foamrand en de losse foamstrips zorgen voor stevige fixatie van de infuuslijn en bescherming van de huid onder het infuus. De Easi-V is eenvoudig aan te brengen. De folie vouwt niet dubbel door de stevige foamrand.

### Productinformatie

- waterdampdoorlatende transparante folie met een dunne voorgevormde foamrand voor stevige fixatie
- inclusief losse foamstrips om infuuslijnen te fixeren
- gamma gesteriliseerd

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
848501	NIKO EASY-IV INFUUSFIXATIEPLEISTER TRANSPARANT MET FOAM RAND 6.5 X 7.5 CM STERIEL REF 49-664M	50 st.	16 x 50 st.
TTMN0360 0	TTMN FIXATIEPLEISTER INFUUS EASI-V STERIEL REF 49-664M	5 st.	80 x 5 st.



### Kliniderm Film IV - infuus fixatiepleister

#### Toepassing

Kliniderm Film IV is een speciale infuuspleister geschikt voor het fixeren van intraveneuze canules en centrale lijnen. Doordat het infuus of de canule wordt afgedekt met een transparante wondfolie is voortdurende inspectie van de insteekopening mogelijk.

#### Productinformatie

- voortdurende inspectie mogelijk van de insteekopening door transparante folie
- ondoorlaatbaar voor virussen en bacteriën
- los wondkussen onder canule voorkomt drukplek en absorbeert wondvocht
- gebruiksvriendelijk door eenvoudige aanbrengmethode met split
- met nonwoven verstevigde fixatiestroken langs de split, vereenvoudigen applicatie en zorgen voor een stevige en veilige fixatie van de canule
- hoge verdamping voorkomt vochtophoping onder de folie
- douchen mogelijk
- gamma gesteriliseerd

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4174420	KLINION KLINIDERM FILM IV INFUUSPLEISTER TRANSPARANTE FOLIE MET VERSTEVIGDE NONWOVEN FIXATIE 8 X 5.5 CM STERIEL REF 174420	50 st.	48 x 50 st.



### Kliniplast Easyfix - scheurbare nonwoven fixatiepleister

#### Toepassing

Deze nonwoven elastische fixatiepleister is in het bijzonder geschikt voor volledige fixatie van absorberende verbanden, kompressen en gazen op vlakke, gebogen en/of bewegende lichaamsdelen. De Kliniplast EasyFix fixatiepleister is zonder schutvel op een rol van 5m aangebracht en is om de 5cm geperforeerd. De pleister kan dus op elke gewenste lengte worden afgescheurd en direct aangebracht worden op het wondverband.

#### Productinformatie

- vervaardigd van wit nonwoven dragermateriaal
- licht elastisch
- eenvoudig scheurbaar op perforatieranden die om de 5cm zijn aangebracht
- snel en eenvoudig aan te brengen
- voorzien van een huidvriendelijke kleeflaag

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294361	KLINION KLINIPLAST EAYSFIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN VOORGEPERFOREERD 5 M X 10 CM REF 294361	1 st.	12 x 1 st.



### Kliniplast Fix - nonwoven fixatiepleister

#### Toepassing

Deze nonwoven elastische fixatiepleister is in het bijzonder geschikt voor volledige fixatie van absorberende verbanden, kompressen en gazen op vlakke, gebogen en/of bewegende lichaamsdelen.

#### Productinformatie

- vervaardigd van witte nonwoven
- rekbaar materiaal
- eenvoudig op maat te knippen
- voorzien van een huidvriendelijke kleeflaag

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294340	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10 M X 5 CM REF 294340	8 st.	24 x 8 st.
4294342	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10 M X 10 CM REF 294342	6 st.	16 x 6 st.
4294344	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10 M X 15 CM REF 294344	4 st.	15 x 4 st.
4294346	KLINION KLINIPLAST FIX FIXATIEPLEISTER NONWOVEN OP ROL MET SCHUTVEL 10 M X 20 CM REF 294346	2 st.	26 x 2 st.

## De feiten over



### Kliniplast NW - hechtpleister nonwoven

#### Toepassing

Deze nonwoven hechtpleister wordt gebruikt om wondbedekkers te fixeren. Het is een zeer huidvriendelijke pleister, die speciaal voor de gevoelige huid geschikt is. De pleister is goed scheurbaar. Plakt het best als deze na aanbrengen even wordt verwarmd met de hand.

#### Productinformatie

- vervaardigd van wit nonwoven
- leverbaar op spoel met beschermring, in 9,1m versie zonder ring en op dispenser
- kleeflaag op acrylaat basis
- zeer huidvriendelijk



#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294150	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN DISPENSER DE LUXE 9.1 M X 2.5 CM REF 294150	6 st.	8 x 6 st.
4294152	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN DISPENSER 9.1 M X 2.5 CM REF 294152	20 st.	10 x 20 st.
4294153	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN DISPENSER DE LUXE 9.1 M X 1.25 CM REF 294153	6 st.	8 x 6 st.
4294155	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN ZONDER RING 9.1 M X 1.25 CM REF 294155	24 st.	10 x 24 st.
4294156	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN ZONDER RING 9.1 M X 2.5 CM REF 294156	12 st.	10 x 12 st.
4294175	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN MET RING 5 M X 2.5 CM REF 294175	18 st.	20 x 18 st.
4294176	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN MET RING 5 M X 5 CM REF 294176	12 st.	20 x 12 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294179	KLINION KLINIPLAST NW HECHTPLEISTER NONWOVEN MET RING 5 M X 1.25 CM REF 294179	12 st.	8 x 12 st.



### Kliniplast NW Xtrata - extra huidvriendelijke nonwoven hechtpleister

#### Toepassing

De Kliniplast Xtrata producten zijn extra vriendelijk voor de huid door hun speciaal ontwikkelde lipo-gel kleeflaag. De speciale Xtrata lipo-gel kleeflaag verspreidt zich uitstekend over het ruwe oppervlak van de huid, waardoor het contactoppervlak als het ware vergroot wordt en de pleister een initieel minder sterke kleefkracht nodig heeft om direct en stevig te fixeren. De huid wordt hierdoor bij het verwijderen van de pleister nauwelijks beschadigd. De kleeflaag is bovendien zeer permeabel. De vochthuishouding onder de kleeflaag is hierdoor in balans, waardoor de huid minder snel verweekt en er minder kans op bacteriegroei is. De vloeibaarheid van de lipo-gel en de vochtdoorlaatbaarheid ervan resulteren uiteindelijk in deze unieke en zeer huidvriendelijke lipo-gel kleeflaag.

Hechtpleisters worden gebruikt voor het fixeren van wondbedekkers, catheters, slangen, sondes, windsels en zwachtels. De Kliniplast NW Xtrata is een zeer huidvriendelijke, witte, nonwoven hechtpleister.

De Kliniplast Xtrata hechtpleisters zijn speciaal geschikt voor de probleemhuid en de gevoelige huid van bijvoorbeeld ouderen, kinderen, dialyse- en oncologie patiënten.

#### Productinformatie

- ook leverbaar kunststof dragermateriaal (Xtrata Transparent)
- stevige fixatie direct na aanbrengen
- uiterst minimale hoornlaagverwijdering
- bescherming huid door lipo-gel kleeflaag
- pijnloos te verwijderen
- uitstekende en constante kleefkracht
- kan opnieuw aangebracht worden
- latex vrij

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
052000	HANDYLOCK STICKERZAKKEN 052000	1000 st.	1 x 1000 st.
4293262	KLINIION KLINIPLAST NW XTRATA HECHTPLEISTER NONWOVEN EXTRA HUIDVRIENDELIJK 7 M X 2.5 CM REF 293262	12 st.	20 x 12 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4293264	KLINION KLINIPLAST NW XTRATA HECHTPLEISTER NONWOVEN EXTRA HUIDVRIENDELIJK IN DISPENSER 7 M X 2.5 CM REF 293264	8 st.	6 x 8 st.

## De feiten over



### Kliniplast Silk - hechtpleister kunstzijde

#### Toepassing

Deze kunstzijde hechtpleister is door zijn zeer grote spankracht geschikt voor het fixeren van wondbedekkers, slangen, catheters en sondes. De pleister is goed scheurbaar.



#### Productinformatie

- vervaardigd van witte kunstzijde
- leverbaar op spoel met beschermring en in 9,1m versie zonder ring
- kleeflaag op acrylaat basis
- huidvriendelijk



#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294180	KLINION KLINIPLAST SILK HECHTPLEISTER KUNSTZIJDE MET RING 5 M X 2.5 CM REF 294180	18 st.	20 x 18 st.
4294181	KLINION KLINIPLAST SILK HECHTPLEISTER KUNSTZIJDE MET RING 9.1 M X 1.25 CM REF 294181	12 st.	20 x 12 st.
4294186	KLINION KLINIPLAST SILK HECHTPLEISTER KUNSTZIJDE ZONDER RING 5 M X 1.25 CM REF 294186	12 st.	10 x 12 st.

## De feiten over



### Klinioplast Textile - hechtpleister textiel

#### Toepassing

Deze textiele hechtpleister wordt gebruikt voor het fixeren van bijvoorbeeld wondbedekkers en zwachtels. Kan ook toegepast worden bij fixatie van sondes en drains.




#### Productinformatie

- vervaardigd van stevig textiel
- leverbaar op spoel met beschermring en in 9,1m versie zonder ring
- huidvriendelijke acrylaat kleeflaag

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4294160	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 5 M X 1.25 CM REF 294160	18 st.	20 x 18 st.
4294161	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER TEXTIEL MET RING 5 M X 2.5 CM REF 294161	12 st.	20 x 12 st.
4294166	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER TEXTIEL ZONDER RING 9.1 M X 5 CM REF 294166	12 st.	10 x 12 st.
4294167	KLINION KLINIPLAST TEXTILE HECHTPLEISTER TEXTIEL ZONDER RING 5 M X 1.25 CM REF 294167	6 st.	10 x 6 st.

## De feiten over



### Kliniplast Transparent - transparante huidpleister

#### Toepassing

Deze transparante hechtpleister wordt gebruikt voor de fixatie van verbanden bij bewegende lichaamsdelen en drukverbanden en voor de fixatie van katheters en slangen. Bovendien kan de pleister worden toegepast als waterafstotende verbandafdekking.



#### Productinformatie

- vervaardigd van transparant, kunststof materiaal
- kleeflaag op acrylaat basis
- huidvriendelijk
- hoge waterdampdoorlaatbaarheid (MVTR) voorkomt huidirritatie en verweking
- scheurbaar in zowel lengte- als breedterichting
- leverbaar op spoel met beschermring en in 9,1m versie zonder ring

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4293522	KLINION KLINIPLAST TRANSPARENT XTRATA HECHTPLEISTER TRANSPARENT EXTRA HUIDVRIENDELIJK 7 M X 2.5 CM REF 293522	12 st.	20 x 12 st.
4294190	KLINION KLINIPLAST TRANSPARENT HECHTPLEISTER TRANSPARENT MET RING 5 M X 2.5 CM REF 294190	18 st.	20 x 18 st.
4294191	KLINION KLINIPLAST TRANSPARENT HECHTPLEISTER TRANSPARENT MET RING 5 M X 2.5 CM REF 294191	12 st.	20 x 12 st.



### Kliniplast Transparent Xtrata - extra huidvriendelijke transparante huidpleister

#### Toepassing

De Kliniplast Xtrata producten zijn extra vriendelijk voor de huid door hun speciaal ontwikkelde lipo-gel kleeflaag. De speciale Xtrata lipo-gel kleeflaag verspreidt zich uitstekend over het ruwe oppervlak van de huid, waardoor het contactoppervlak als het ware vergroot wordt en de pleister een initieel minder sterke kleefkracht nodig heeft om direct en stevig te fixeren. De huid wordt hierdoor bij het verwijderen van de pleister nauwelijks beschadigd. De kleeflaag is bovendien zeer permeabel. De vochthuishouding onder de kleeflaag is hierdoor in balans, waardoor de huid minder snel verweekt en er minder kans op bacteriegroei is. De vloeibaarheid van de lipo-gel en de vochtdoorlaatbaarheid ervan resulteren uiteindelijk in deze unieke en zeer huidvriendelijke lipo-gel kleeflaag.

Hechtpleisters worden gebruikt voor het fixeren van wondbedekkers, catheters, slangen, sondes, windsels en zwachtels. De Kliniplast Transparent Xtrata is een transparante, kunststof hechtpleister, die goed scheurbaar is, licht elastisch en extra vochtdoorlatend. De Kliniplast Xtrata hechtpleisters zijn speciaal geschikt voor de probleemhuid en de gevoelige huid van bijvoorbeeld ouderen, kinderen, dialyse- en oncologie patiënten.

#### Productinformatie

- ook leverbaar in nonwoven (NW) dragermateriaal
- stevige fixatie direct na aanbrengen
- uiterst minimale hoornlaagverwijdering
- bescherming huid door lipo-gel kleeflaag
- pijnloos te verwijderen
- uitstekende en constante kleefkracht
- kan opnieuw aangebracht worden
- latex vrij
- goed scheurbaar, licht elastisch en extra vochtdoorlatend

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
-----------	--------------	------------	----------

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4293521	KLINIPLAST TRANSPARANT XTRATA 7MX12MM	24 st.	20 x 24 st.



### Cath-Fix - fixatiepleister voor katheter en tube

#### Toepassing

Deze fixatiepleister is geschikt voor het fixeren van alle soorten en maten katheters en tubes. De Cath-Fix medium heeft een opening, waardoor deze ook geschikt is voor de kortdurende fixatie van canules.

#### Productinformatie

- vervaardigd van flexibel nonwoven materiaal
- voorzien van een acrylaat kleeflaag
- huidvriendelijk
- comfortabel voor de patiënt
- geeft stevige fixatie
- het voorg gevormde model voorkomt bewegingen in zijdelingse en lengterichting

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
849631	NIKO CATH-FIX FIXATIEPLEISTER CATHETERS M REF 49-630M-M	100 st.	16 x 100 st.
849632	NIKO CATH-FIX FIXATIEPLEISTER CATHETERS L REF 49-630M-L	100 st.	12 x 100 st.



## Niko Drain-Fix - fixatiepleister voor drain

### Toepassing


Deze fixatiepleister wordt toegepast bij percutane drains, zoals pig-tail katheters, radiologie katheters, epiduraal/spinaal katheters (zie ook Epi-Fix) en supra-pubische katheters. Het hydrocolloïd absorbeert wondvocht uit de insteekopening, waardoor de catheter tot ongeveer een week kan blijven zitten. De speciaal ontwikkelde foaminkeping met kleeflaag voorkomt knikken van de catheter en fixeert de catheter optimaal.

### Productinformatie

- wondpleister vervaardigd van hydrocolloïd met hieroverheen een huidvriendelijke nonwoven kleefpleister
- met de Drain-Fix kan gedoucht worden
- steriel

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
849664	NIKO DRAIN-FIX S 680	10 st.	10 x 10 st.
849665	NIKO DRAIN-FIX S 680	25 st.	8 x 25 st.
849666	NIKO DRAIN-FIX L 685	20 st.	8 x 20 st.
849667	NIKO DRAIN-FIX L 685 2ST	2 st.	5 x 2 st.



### Epi-Fix - fixatiepleister epiduraal/spinaal katheter

#### Toepassing

Deze fixatiepleister wordt toegepast bij de fixatie van epidurale- en spinale katheters. De speciale foamondersteuning waarlangs de katheter wordt geleid, voorkomt knikken van de katheter en zorgt voor een stevige fixatie. Door de semi-permeabele transparante wondfolie is de insteekopening zichtbaar, waardoor controle van de insteekopening en de positie van de katheter mogelijk is. De waterdampdoorlaatbaarheid van de wondfolie is zeer hoog, waardoor er een droge omgeving ontstaat, die de kans op infectie, maceratie en huidirritatie vermindert. De pleister kan ongeveer 5 dagen blijven zitten en is tevens geschikt voor de fixatie van catheters voor pijnbestrijding. De folie kan indien gewenst verwisseld worden zonder dat de katheter verwijderd hoeft te worden.

#### Productinformatie

- een foamondersteuning voor stevige fixatie met daaroverheen een steriele transparante wondfolie voor optimale inspectie
- ondoorlaatbaar voor bacterien van buitenaf maar doorlaatbaar voor waterdamp en zuurstof
- de zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid voorkomt vochtophoping
- door laag profiel comfortabel te dragen onder kleding
- gamma gesteriliseerd

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
849645	NIKO EPI-FIX FIXATIEPLEISTER EPIDURAAL CATHETER STERIEL REF 49-670M	25 st.	10 x 25 st.

## De feiten over



### Niko Eye-Fix - oogpleister

#### Toepassing

Eye-Fix oogpleisters zonder kijkglas worden toegepast in combinatie met een oogkompres. De speciale anatomische vorm zorgt ervoor dat de pleister altijd past. Eye-Fix met kijkglas is met name geschikt om bij een aandoening aan beide ogen het zicht te behouden. Bovendien beschermt het kijkglas het oog voor alle invloeden van buitenaf.

#### Productinformatie

- vervaardigd van een huidkleurig nonwoven materiaal
- voorzien van een acrylaat kleeflaag
- huidvriendelijk
- polystyreen kijkglas

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
849640	NIKO EYE-FIX WITHOUT GLASS 640	100 st.	1 x 100 st.
849641	NIKO EYE-FIX WITH GLASS 645	15 st.	12 x 15 st.

## De feiten over



### Niko Fix - fixatiepleister intraveneuze canule

#### Toepassing

Deze fixatiepleister wordt toegepast voor de fixatie van een intraveneuze canule die kortdurend (tot 324 uur) wordt ingebracht. Dwars over de pleister is een extra kleeflaag aangebracht om de vleugels van de canule stevig te fixeren.

#### Productinformatie

- vervaardigd van polyester nonwoven
- kleeflaag op basis van acrylaat
- gevormde pleister met een vast en een los wondkussen voor op en onder het infuus
- voorzien van een extra kleeflaag

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
841080	NIKO-FIX FIXATIEPLEISTER 42-NF-92	100 st.	10 x 100 st.



## Niko Naso-Fix - fixatiepleister voor neussonde

### Toepassing

Deze fixatiepleister is geschikt voor de fixatie van zuurstofcatheters en maagsondes. Het voorgevormde model zorgt voor fixatie in een optimale hoek, zodat het drukplekken in de neushoeken voorkomt.

### Productinformatie

- vervaardigd van een huidvriendelijk nonwoven materiaal
- laat de huid ademen
- geeft stevige fixatie voor meerdere dagen (ook op de vette huid)

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
849611	NIKO NASO-FIX FIXATIEPLEISTER NEUSSONDES MET VLEUGEL L REF 49-625M-L	100 st.	16 x 100 st.
849612	NIKO NASO-FIX FIXATIEPLEISTER NEUSSONDES MET VLEUGEL S REF 49-625M-S	100 st.	16 x 100 st.
849613	NIKO NASO-FIX FIXATIEPLEISTER NEUSSONDES INFANT REF 49-625M-I	100 st.	16 x 100 st.
TTMN0370 0	TTMN FIXATIEPLEISTER NASO-FIX. NEUSSONDE MET VLEUGEL. KIND REF 49-625M-I	5 st.	60 x 5 st.
TTMN0380 0	TTMN FIXATIEPLEISTER NASO-FIX. NEUSSONDE MET VLEUGEL. LARGE REF 49-625M-L	5 st.	160 x 5 st.