



Achterspalk knie

Toepassing

De knie achterspalk wordt gebruikt bij traumatologie van de knie, aandoeningen aan het bandapparaat en als hulpmiddel bij fysiotherapie en revalidatie. De spalk bestaat uit drie losse panelen. Met klittenbanden zijn de panelen eenvoudig aan elkaar te bevestigen. De spalk sluit vervolgens aan de voorzijde met een klittenbandsluiting. Op deze manier is de spalk bij elke patiënt gemakkelijk en anatomisch aan te brengen. De binnenzijde van de spalk is vervaardigd van badstof om vocht (zweet) op te kunnen nemen. Door de kleurcodering is in één oogopslag de juiste maat te herkennen.

Productinformatie

- binnenzijde vervaardigd van badstof
- voorzien van klittenbandsluiting
- donkerblauw van kleur
- voorzien van een kleurgecodeerde rand
- meerdere malen te gebruiken
- wasbaar na verwijdering van de baleinen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9826301	KNIEACHTERSALK LENGTE 46 CM S WIT REF 57ATP2	1 st.	10 x 1 st.
9826302	KNIEACHTERSALK LENGTE 52 CM M ROOD REF 57ATP3	1 st.	10 x 1 st.
9826303	KNIEACHTERSALK LENGTE 60 CM L GROEN REF 57ATP4	1 st.	25 x 1 st.
9826304	KNIEACHTERSALK LENGTE 66 CM XL GRIJS REF 57ATP5	1 st.	10 x 1 st.



Collafoam - halskraag

Toepassing

De halskraag wordt gebruikt bij de behandeling van spierklachten in de nek, het beperken van beweging van de nekwerfels en het ondersteunen van het hoofd. Het wordt gebruikt bij ernstige nekkklachten, waar een langdurige behandeling vereist is.

Productinformatie

Collafoam voor langdurig gebruik:

- bestaat uit een stevig gelamineerde polyurethaan foam
- foam is afgedekt met een beige katoenen stockinette
- voorzien van verwisselbare, wasbare Tubigrip hoes
- voorzien van een handige sluiting aan de voorzijde van de hals

Collafoam Economy Pack voor kortdurend gebruik:

- minder rigide
- sluiting aan de achterzijde
- niet voorzien van verwisselbare Tubigrip hoes

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9055497-5	COLLAFOAM HALSKRAAG LANGDURIG GEBRUIK S OMVANG 33-36CM REF 5497-01	6 st.	6 x 6 st.
9055498-5	COLLAFOAM HALSKRAAG LANGDURIG GEBRUIK M OMVANG 36-40CM REF 5498-01	6 st.	6 x 6 st.

De feiten over



Collar 'n Cuff - immobilisatiesling

Toepassing

Dit product kan op verschillende manieren gebruikt worden als een sling of een brace, om de arm te ondersteunen, als sleutelbeenbrace of voor het immobiliseren van de schouder.

Productinformatie

- vervaardigd van een zachte foam in een ecru stockinette
- leverbaar in twee breedtematen
- verpakt in een doos met twee rollen van zes meter
- eenvoudig op de juiste lengte te knippen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9055558-5	COLLAR'N CUFF SLING FOAM 6M X 5CM HUIDKLEUR REF 5558	1 st.	6 x 1 st.
9055559-5	COLLAR'N CUFF SLING FOAM 6M X 7.5CM HUIDKLEUR REF 5559	1 st.	6 x 1 st.

De feiten over



Coloursling - immobilisatielsling blauw

Toepassing

Dit product kan op verschillende manieren gebruikt worden als een sling of een brace, om de arm te ondersteunen, als sleutelbeenbrace of voor het immobiliseren van de schouder. De blauwe kleur past bij veel kleding, waardoor de sling onopvallend gedragen kan worden. Bovendien is de kleur niet besmettelijk voor vuil.

Productinformatie

- vervaardigd van een zachte foam in een blauwe stockinette
- leverbaar in 2 breedtematen
- eenvoudig op de juiste lengte te knippen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4132590	KLINION KLINIGRIP SLING ARMSLING BLAUW 5.5 CM X 12 M REF 132590	2 st.	3 x 2 st.



Fractomed - polyvinylalcohol spalk

Toepassing

Deze spalken worden toegepast voor de immobilisatie van de romp en/of ledematen of gedeelten daarvan. Dit materiaal wordt zacht door middel van stoom, waarna het perfect vormbaar is.

Productinformatie

- vervaardigd van polyvinylalcohol
- brede range van verschillende voorgesneden of voorgevormde spalken

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9150826	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK PLAAT 60 X 50 CM 0.7 CM REF 55826	1 st.	5 x 1 st.
9150827	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK PLAAT 60 X 100 CM 0.7 CM REF 55827	1 st.	1 x 1 st.
9150846	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK RUGSCHELP 60 X 100 CM 0.9 CM REF 55846	1 st.	1 x 1 st.
9154819	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENARMBRACE M 40 X 32 CM REF 44819	1 st.	1 x 1 st.
9154820	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENARMBRACE L 44 X 36 CM REF 44820	1 st.	1 x 1 st.
9155801	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ONDERARMSPALK S 32.5 X 12 CM 0.7 CM REF 55801	5 st.	1 x 5 st.
9155803	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ONDERARMSPALK L 45 X 18 CM 0.9 CM REF 55803	1 st.	1 x 1 st.
9155806	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ARMSCHELP S 20 X 32 CM REF 55806	1 st.	1 x 1 st.
9155807	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ARMSCHELP M 22 X 36 CM REF 55807	1 st.	5 x 1 st.
9155808	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ARMSCHELP L 26 X 42 CM REF 55808	1 st.	5 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9155811	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK S 58 X 29 X 15 CM REF 55811	1 st.	1 x 1 st.
9155812	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK M 68 X 35 X 16 CM REF 55812	1 st.	5 x 1 st.
9155813	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK L 78 X 37 X 18 CM REF 55813	1 st.	1 x 1 st.
9155814	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK XL 79 X 46 X 24 CM REF 55814	1 st.	5 x 1 st.
9155815	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ONDERBEENSPALK XS 34 X 20 CM REF 55815	1 st.	1 x 1 st.
9155816	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ONDERBEENSPALK S 37 X 22 CM REF 55816	1 st.	1 x 1 st.
9155817	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ONDERBEENSPALK M 43 X 27 CM REF 55817	1 st.	1 x 1 st.
9155818	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ONDERBEENSPALK L 44 X 31 CM REF 55818	1 st.	1 x 1 st.
9155819	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK ONDERBEENSPALK 25 X 11 CM REF 55819	5 st.	1 x 5 st.
9155822	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK RUGSCHELP M 75 X 44 CM REF 55822	1 st.	1 x 1 st.
9155823	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK RUGSCHELP L 57 X 57 CM REF 55823	1 st.	1 x 1 st.
9155824	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK RUGSCHELP XL 120 X 60 CM REF 55824	1 st.	1 x 1 st.
9155840	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK MET VOET S 22 X 64 CM REF 55840	1 st.	1 x 1 st.
9155841	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK MET VOET M 27 X 72 CM REF 55841	1 st.	1 x 1 st.
9155842	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK MET VOET L 31 X 86 CM REF 55842	5 st.	1 x 5 st.
9155845	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK PLAAT 60 X 100 CM 0.5 CM REF 55863	1 st.	1 x 1 st.
9155899	FRACTOMED POLYVINYL ALCOHOL SPALK BOVENBEENSPALK MET VOET XS REF 55839	5 st.	1 x 5 st.



Immobilisator schouder

Toepassing

De schouderimmobilisator is ontwikkeld voor immobilisatie van de arm, schouder en schouderblad bij bijvoorbeeld humeruskop fracturen of fracturen van het bovenste deel van de humerus. Hij is zowel links als rechts te dragen. De schouderimmobilisator wordt standaard geleverd met schouderkap. De arm wordt volledig geïmmobiliseerd tegen het lichaam. Abductie en rotatie worden op deze manier voorkomen. De badstof binnenzijde heeft de eigenschap dat het goed vocht (zweet) op kan nemen. Door de kleurgecodeerde rand is in één oogopslag de juiste maat te herkennen.

Productinformatie

- binnenzijde vervaardigd van badstof
- donkerblauw van kleur
- voorzien van een kleurgecodeerde rand
- voorzien van klittenbandsluiting
- wasbaar

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9826502	SCHOUDER IMMOBILISATOR M ROOD BORSTOMVANG 90-100 CM REF 791BE3	1 st.	10 x 1 st.
9826503	SCHOUDER IMMOBILISATOR L GROEN BORSTOMVANG 100-115 CM REF 791BE4	1 st.	10 x 1 st.



Klinigrip Mitella - driekanten doek

Toepassing

Een driekante doek wordt gebruikt ter immobilisatie van de arm.

Productinformatie

- vervaardigd van nonwoven of katoen
- per stuk verpakt in een zakje, inclusief gebruiksaanwijzing en veiligheidsspeld

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102026	KLINION MITELLA NONWOVEN 96 X 96 X 136 CM REF 102026	24 st.	6 x 24 st.
4102027	KLINION MITELLA KATOEN (TEXTIEL) 96 X 96 X 136 CM REF 102027	24 st.	6 x 24 st.

De feiten over



Klinigrip Sling - Armsling

Toepassing

De Klinigrip Sling is geschikt voor de immobilisatie van arm of pols, ter ondersteuning van arm of pols bij gips, bij een blessure of na een operatie. De Klinigrip Sling is vervaardigd van stevig, doorgestikt blauw foam materiaal en is eenvoudig vast te zetten met de bijgeleverde Y-vormige klittenbandsluitingen. De sling rekt niet uit en houdt de arm dus goed en op de juiste hoogte, op zijn plaats. Met de klittenbandsluiting is de sling, zo nodig, eenvoudig opnieuw te bevestigen. Het zachte foam materiaal is bovendien zeer comfortabel voor de patiënt.



Productinformatie

- vervaardigd van stevig, doorgestikt blauw foam materiaal
- fixeren met Y-vormige klittenbandsluiting
- duidelijke gebruiksinstructie op de verpakking
- tevens gratis instructieposter verkrijgbaar
- Klinigrip Sling is leverbaar in een ziekenhuisverpakking bestaande uit 2 rollen van 5,5cm x 12 meter die op maat zijn af te knippen
- ook leverbaar in kleinverpakking, geschikt voor de behandeling van één patiënt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4132591	KLINION KLINIGRIP SLING ARMSLING CONSUMENTENVERPAKKING BLAUW 5.5. CM X 1.9 M REF 132591	1 st.	10 x 1 st.



Klittenband

Toepassing

Klittenband wordt gebruikt om diverse afneembare braces en spalken vast te zetten. Door de twee banden tegen elkaar te drukken, ontstaat een betrouwbare en veilige sluiting, die gemakkelijk te openen is, door beide banden eenvoudigweg van elkaar te trekken.

Productinformatie

- vervaardigd van geweven 100% polyamide
- leverbaar in de kleuren wit, beige, zwart en blauw
- standaard, zelfklevende en elastische versies verkrijgbaar

Back to back band is geheel gebaseerd op standaard haak- en lusband. De haak- en lusband is over de gehele lengte ruggelings met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een zelfsluitende band, wat het belangrijke voordeel biedt dat voorwerpen, ongeacht de omvang of vorm, gemakkelijk met elkaar verbonden kunnen worden.

Medcoins zijn zelfklevende rondjes vervaardigd van standaard haak- en lusband voorzien van een zelfklevende ruglaag. De rondjes zijn snel en makkelijk te bevestigen op vrijwel elke schone ondergrond en kunnen ook worden gebruikt in combinatie met de standaard en/of zelfklevende haak- en lusband.

Medstrap bestaat uit standaard haak- en lusband. Een groot gedeelte lusband is door middel van een las verbonden met een kleiner gedeelte haakband. Het uiteinde van het haakgedeelte is voorzien van een "Easy Peel", hetgeen betekent dat de sluiting gemakkelijk te openen is. Door het haakgedeelte door de gesp te halen en vervolgens op de lusband te drukken ontstaat een betrouwbare en veilige sluiting.

Splintstrap bestaat uit standaard lusband en zelfklevende haakband, welke door middel van een las met elkaar verbonden zijn. Door het haakgedeelte vast te plakken op het gewenste materiaal, en er vervolgens de lusband tegen te drukken, ontstaat een betrouwbare en veilige sluiting.

Medfoam is een foam beschermmateriaal voor in spalken, te bevestigen met klittenband.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9250001	MEDISPO KLITTENBAND HAAKBAND WIT 25 MM X 10 M	1 st.	1 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9250002	MEDISPO KLITTENBAND LUSBAND WIT 25 MM X 10 M	1 st.	1 x 1 st.
9250003	MEDISPO KLITTENBAND HAAKBAND WIT 50 MM X 10 M	1 st.	1 x 1 st.
9250005	MEDISPO KLITTENBAND HAAKBAND ZELFKLEVEND WIT 25 MM X 10 M	1 st.	1 x 1 st.
9250006	MEDISPO KLITTENBAND LUSBAND ZELFKLEVEND WIT 25 MM X 10 M	1 st.	1 x 1 st.
9250007	MEDISPO KLITTENBAND MEDFOAM WIT 15 CM X 4.5 M	1 st.	8 x 1 st.
9250040	MEDISPO KLITTENBAND HAAKBAND WIT 25 MM X 25 M	1 st.	1 x 1 st.
9250042	MEDISPO KLITTENBAND LUSBAND WIT 25 MM X 25 M	1 st.	1 x 1 st.
9250043	MEDISPO KLITTENBAND LUSBAND BEIGE 25 MM X 25 M	1 st.	1 x 1 st.
9250080	MEDISPO KLITTENBAND HAAKBAND ZELFKLEVEND WIT 25 MM X 25 M	1 st.	1 x 1 st.
9250084	MEDISPO KLITTENBAND HAAKBAND ZELFKLEVEND WIT 50 MM X 25 M	1 st.	1 x 1 st.
9250086	MEDISPO KLITTENBAND LUSBAND ZELFKLEVEND WIT 50 MM X 25 M	1 st.	1 x 1 st.
9250100	MEDISPO KLITTENBAND BACK TO BACK WIT 25 MM X 5 M	1 st.	1 x 1 st.
9250151	MEDISPO KLITTENBAND MEDSTRAPS 40 X 2.5 CM WIT	10 st.	1 x 10 st.
9250152	MEDISPO KLITTENBAND MEDSTRAPS 60 X 2.5 CM WIT	10 st.	1 x 10 st.
9250154	MEDISPO KLITTENBAND MEDSTRAPS 40 X 2.5 CM ZWART	10 st.	1 x 10 st.
9250155	MEDISPO KLITTENBAND MEDSTRAPS 60 X 2.5 CM ZWART	10 st.	1 x 10 st.
9250158	MEDISPO KLITTENBAND MEDSTRAPS 30 X 2.5 CM ZWART	10 st.	1 x 10 st.
9250159	MEDISPO KLITTENBAND MEDSTRAPS 50 X 2.5 CM ZWART	10 st.	1 x 10 st.
9250186	MEDISPO KLITTENBAND MEDSTRAPS 60 X 2.5 CM WIT	10 st.	1 x 10 st.
9250202	MEDISPO KLITTENBAND SPLINTSTRAPS 35 X 2.5 CM BEIGE	10 st.	1 x 10 st.
9250204	MEDISPO KLITTENBAND SPLINTSTRAPS 50 X 2.5 CM BEIGE	10 st.	1 x 10 st.
9250216	MEDISPO KLITTENBAND MEDFOAM WIT 50 CM X 5 M	1 st.	1 x 1 st.

De feiten over



Polysling - mitella

Toepassing

Deze mitella wordt gebruikt om de arm te ondersteunen of om schouder en arm te immobiliseren. De polyamide buitenkant maakt het mogelijk om de sling met klittenband te bevestigen voor een maximale ondersteuning.

Productinformatie

- buitenkant vervaardigd van 100% polyamide
- comfortabele vulling van 100% polyurethaan
- sterk, niet rekbaar materiaal

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9055555-5	POLYSLING MITELLA SCHOUDERIMMOBILISATOR GRIJS UNIVERSEEL REF 5555-01	6 st.	1 x 6 st.



Schouder Abductor kussen

Toepassing

Het schouder abductor kussen wordt ingezet ten behoeve van de externe immobilisatie en abductie van de bovenarm na een schouderoperatie. Het abductor kussen bestaat uit een kussen met enkele door middel van klittenband te bevestigen banden. Het is hierdoor op een eenvoudige manier bij een ieder passend aan te brengen. Het abductor kussen is zowel links als rechts te dragen. Door de anatomische vorm is het schouder abductor kussen zeer comfortabel voor de patiënt.

Productinformatie

- licht van gewicht
- bevat geen metalen delen
- voorzien van klittenbandsluiting
- anatomisch gevormd
- wasbaar

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9826400	SCHOUDER ABDUCTOR KUSSEN UNIVERSEEL REF 79CA4530	1 st.	2 x 1 st.

De feiten over



Veiligheidsspeld

Toepassing

Veiligheidsspelden worden gebruikt om bijvoorbeeld katoenen luiers of mitella's te fixeren.

Productinformatie

- type snaplock is voorzien van een veiligheidssluiting
- type snaplock per 3 stuks op een kaart

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9990003	VEILIGHEIDSSPELD NR. 2 40 MM	600 st.	1 x 600 st.
9990004	VEILIGHEIDSSPELD SNAPLOCK REF 7065669	72 st.	1 x 72 st.
9990010	VEILIGHEIDSSPELD NR. 1 28 MM	600 st.	1 x 600 st.
9990010K	VEILIGHEIDSSPELD NR. 1 28 MM	60 st.	1 x 60 st.
9990011	VEILIGHEIDSSPELD NR. 3 48 MM	600 st.	1 x 600 st.
9990011K	VEILIGHEIDSSPELD NR. 3 48 MM	60 st.	10 x 60 st.

De feiten over



Verbandklem

Toepassing

Verbandklemmen worden gebruikt om windsels en zwachtels te fixeren.

Productinformatie

- verpakt in een zakje à 6 stuks

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102316	KLINION VERBANDKLEM 3.5 X 1.5 CM WIT REF 102316	150 st.	10 x 150 st.



Notac - foamtractie

Toepassing

De Notac niet klevende tractie kit wordt gebruikt om tractie te geven op ledematen na verwonding of een operatie. De zijstrips kunnen extra worden gefixeerd met een zwachtel. Tractie wordt bereikt door een gewicht te bevestigen aan de koorden die aan de plaat vastzitten.

Productinformatie

- bestaat uit een met foam bedekte plaat, waaraan tractiekoord is bevestigd, met daaraan twee niet klevende foam zijstrips
- inclusief los elastisch fixatiewindsel om Notac te fixeren

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9055613-5	NOTAC FOAMTRACTIE VOLWASSENEN REF 5613	6 st.	1 x 6 st.
9055614-5	NOTAC FOAMTRACTIE KIND REF 5614	6 st.	1 x 6 st.



Skin Traction - pleistertractie

Toepassing

Pleistertracties worden gebruikt om tractie te geven op ledematen na verwondingen of een operatie. Het is geschikt voor zowel kort als langdurig gebruik bij volwassenen en kinderen. De zijstrips kunnen extra worden gefixeerd met een zwachtel. Tractie wordt bereikt door een gewicht te bevestigen aan de koorden die aan de plaat vastzitten.

Productinformatie

- bestaat uit een met foam bedekte plaat, waaraan tractiekoord is bevestigd
- met twee flexibele zelfklevende zijstrips
- inclusief los elastisch fixatiewindsel om Skin traction te fixeren

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9055611-5	SKIN TRACTION KIT VOLWASSEN 995611-01	6 st.	6 x 6 st.
9055612-5	SKIN TRACTION KIT PLEISTERTRACTIE KIND REF 5612	6 st.	6 x 6 st.