

# De feiten over



## Nipro IV Catheters

### Toepassing

Het perifeer infuus wordt ingebracht om een directe veneuze toegang te verkrijgen voor toediening van medicatie en vloeistoffen. De IV catheter is een transparante kunststof canule welke ingebracht wordt met een naald. De IV catheter kan gebruikt worden voor subcutane en intraveneuze toepassingen.



Er zijn zowel rechte IV catheters als IV catheters met vleugels en bijspuitpoort verkrijgbaar.

### Productinformatie

- roestvrijstalen naald
- dunwandige ETFE catheter
- X-ray coating

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9070401	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1 X 32 MM ROSE STERIEL REF 2032R	50 st.	4 x 50 st.
9070402	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1 X 50 MM ROSE STERIEL REF 2050R	50 st.	4 x 50 st.
9070403	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1.7 X 63 MM GRIJS STERIEL REF 1663R	50 st.	4 x 50 st.
9070404	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1.3 X 50 MM GROEN STERIEL REF 1850R	50 st.	4 x 50 st.
9070405	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1.7 X 50 MM GRIJS STERIEL REF 1650R	50 st.	4 x 50 st.
9070406	NIPRO CATHETER IV TEFLON 2 X 50 MM ORANJE STERIEL REF 1450R	50 st.	4 x 50 st.
9070420	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 0.9 X 25 MM BLAUW STERIEL REF 2225W	50 st.	20 x 50 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9070421	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 1.1 X 32 MM ROSE STERIEL REF 2032W	50 st.	20 x 50 st.
9070422	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 1.3 X 50 MM GROEN STERIEL REF 1850W	50 st.	20 x 50 st.
9070423	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 1.3 X 32 MM GROEN STERIEL REF 1832W	50 st.	20 x 50 st.