



Gripper-naald & GripperPLUS-naald

Toepassing

De gripper-naald is speciaal ontwikkeld voor het aanprikken van de Porth-a-Cath. De naald wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het toedienen van infuustherapie en het afnemen van bloed.

De GripperPLUS-naald heeft een veiligheidssysteem. Bij het verwijderen van de naald uit de patiënt klikt de naald vast in het systeem en kan een prikaccident worden voorkomen.

Productinformatie

- 90 graden gebogen, roestvrijstalen naald
- handvat om de naald makkelijk te kunnen vasthouden
- aan de naald zit een slang van medisch PVC
- slanglengte is 20 cm
- ook geschikt voor toedienen van cytostatica

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN008	TTMN GRIPPERNAALD 22G 0.9 X 19 MM STERIEL REF 21-2734	3 st.	24 x 3 st.
ØTTMN009	TTMN GRIPPERNAALD 19G 1.1 X 25 MM STERIEL REF	3 st.	24 x 3 st.
00	21-2720-24		
TTMN0091	TTMN GRIPPERNAALD PLUS 19G 1.1 X 25 MM STERIEL REF	3 st.	24 x 3 st.
0	21-2764-24		
TTMN0092	TTMN GRIPPERNAALD PLUS 22G 0.19 X 19 MM STERIEL REF	3 st.	24 x 3 st.
0	21-2766-24		