

De feiten over



Nipro IV Catheters

Toepassing

Het perifeer infuus wordt ingebracht om een directe veneuze toegang te verkrijgen voor toediening van medicatie en vloeistoffen. De IV catheter is een transparante kunststof canule welke ingebracht wordt met een naald. De IV catheter kan gebruikt worden voor subcutane en intraveneuze toepassingen.



Er zijn zowel rechte IV catheters als IV catheters met vleugels en bijspuitpoort verkrijgbaar.

Productinformatie

- roestvrijstalen naald
- dunwandige ETFE catheter
- X-ray coating

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9070401	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1 X 32 MM ROSE STERIEL REF 2032R	50 st.	4 x 50 st.
9070402	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1 X 50 MM ROSE STERIEL REF 2050R	50 st.	4 x 50 st.
9070403	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1.7 X 63 MM GRIJS STERIEL REF 1663R	50 st.	4 x 50 st.
9070404	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1.3 X 50 MM GROEN STERIEL REF 1850R	50 st.	4 x 50 st.
9070405	NIPRO CATHETER IV TEFLON 1.7 X 50 MM GRIJS STERIEL REF 1650R	50 st.	4 x 50 st.
9070406	NIPRO CATHETER IV TEFLON 2 X 50 MM ORANJE STERIEL REF 1450R	50 st.	4 x 50 st.
9070420	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 0.9 X 25 MM BLAUW STERIEL REF 2225W	50 st.	20 x 50 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9070421	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 1.1 X 32 MM ROSE STERIEL REF 2032W	50 st.	20 x 50 st.
9070422	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 1.3 X 50 MM GROEN STERIEL REF 1850W	50 st.	20 x 50 st.
9070423	NIPRO CATHETER IV BIJSPUIT TEFLON 1.3 X 32 MM GROEN STERIEL REF 1832W	50 st.	20 x 50 st.



Nipro vleugelnaalden

Toepassing

Een vleugelnaald wordt ook wel butterfly genoemd. Dit is een roestvrijstalen naald, voorzien van een siliconenlaagje, met een zeer scherpe punt en een uiterst dunne naaldwand. De naald heeft flexibele vleugels, die dienen als handgreep bij het inbrengen en voor makkelijke fixatie van de naald. Aan deze naald zit een soepele, knikvrije slang van 30 cm met een luer-lock aansluiting.



Een vleugelnaald wordt gebruikt voor subcutane toepassing of kortdurende intraveneuze toediening in een perifeer bloedvat.


Productinformatie

- dunwandige roestvrijstalen naald
- kleurgecodeerde flexibele vleugels
- Luer-lock connector

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9070430	NIPRO VLEUGELNAALD 1.1 X 19 MM CREME STERIEL REF PSV 19	50 st.	20 x 50 st.
9070431	NIPRO VLEUGELNAALD 0.8 X 19 MM GROEN STERIEL REF PSV 21	50 st.	20 x 50 st.
9070432	NIPRO VLEUGELNAALD 0.6 X 19 MM BLAUW STERIEL REF PSV 23	50 st.	20 x 50 st.
9070433	NIPRO VLEUGELNAALD 0.5 X 19 MM ORANJE STERIEL REF PSV 25	50 st.	20 x 50 st.
9070434	NIPRO VLEUGELNAALD 0.4 X 19 MM GRIJS STERIEL REF PSV 27	50 st.	20 x 50 st.
9070440	NIPRO VLEUGELNAALD 1.1 X 19 MM CREME STERIEL REF SF 19	50 st.	10 x 50 st.
9070441	NIPRO VLEUGELNAALD 0.8 X 19 MM GROEN STERIEL REF SF 21	50 st.	10 x 50 st.
9070442	NIPRO VLEUGELNAALD 0.6 X 19 MM BLAUW STERIEL REF SF 23	50 st.	10 x 50 st.
9070444	NIPRO VLEUGELNAALD 0.4 X 19 MM GRIJS STERIEL REF SF 25	50 st.	10 x 50 st.
TTMN0061 0	TTMN VLEUGELNAALD VEILIG 0.6 X 19 MM BLAUW STERIEL 30 CM SLANG PVC DEHP VRIJ REF PSV SF 23 ET	5 st.	40 x 5 st.
TTMN0062 0	TTMN VLEUGELNAALD VEILIG 0.4 X 19 MM GRIJS STERIEL 30 CM SLANG PVC DEHP VRIJ REF PSV SF 25 ET	5 st.	40 x 5 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0205	TTMN VLEUGELNAALD PVC 0.6 X 19 MM STERIEL REF PSV 23 ET	5 st.	50 x 5 st.
TTMN0340	TTMN VLEUGELNAALD 27G STERIEL 60CM SLANG. PVC DEHP VRIJ	5 st.	20 x 5 st.
0	REF 24660		
TTMN0340	TTMN VLEUGELNAALD 27G GRIJS STERIEL 30CM SLANG. PVC	5 st.	200 x 5 st.
1	DEHP VRIJ REF PSV 27 ET		



IV catheters

Toepassing

Het perifeer infuus wordt ingebracht om een directe veneuze toegang te verkrijgen voor toediening van medicatie en vloeistoffen. De IV catheter is een transparante kunststof canule welke ingebracht wordt met een naald. De IV catheter kan gebruikt worden voor subcutane en intraveneuze toepassingen.

Er zijn zowel rechte IV catheters als IV catheters met vleugels en/of bijspuitpoort verkrijgbaar.

Productinformatie

- verkrijgbaar in verschillende materialen
- verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
- ultrascherpe punt

universele kleurcodering- verschillende materialen: Teflon en Polyurethaan (PUR)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN003 00	TTMN IV CATHETER MET VLEUGELS 22G 0.9 X 25 MM BLAUW STERIEL PUR REF SR+DU2225WX	4 st.	125 x 4 st.
TTMN0035 0	TTMN IV CATHETER MET VLEUGELS EN BIJSPIJTPOORT 22G 0.9 X 25 MM BLAUW STERIEL PUR REF SR+DU2225PX	5 st.	100 x 5 st.
TTMN004 00	TTMN IV CATHETER MET VLEUGELS 20G 1 X 32 MM ROSE STERIEL PUR REF SR+DU2032WX	4 st.	125 x 4 st.
TTMN0045 0	TTMN IV CATHETER MET VLEUGELS EN BIJSPIJTPOORT 20G 1 X 32 MM ROSE STERIEL PUR REF SR+DU2032PX	5 st.	100 x 5 st.
TTMN005 00	TTMN IV CATHETER MET VLEUGELS 18G 1.3 X 45 MM GROEN STERIEL PUR REF SR+DU1845WX	4 st.	125 x 4 st.
TTMN0051 0	TTMN IV CATHETER MET VLEUGELS EN BIJSPIJTPOORT 18G 1.3 X 45 MM GROEN STERIEL PUR REF SR+DU1845PX	5 st.	100 x 5 st.
TTMN0052 0	TTMN IV CATHETER MET VLEUGELS EN BIJSPIJTPOORT 14G 2 X 45 MM ORANJE STERIEL PUR REF SR+DU1445PX	5 st.	20 x 5 st.


De feiten over



Veiligheidsnaalden

Toepassing

De Nexiva® van BD is een infuusnaald, bijspuitpunt en verlengslang in één systeem. Aan- en afkoppelen van losse onderdelen is niet nodig, zodat een infuus kan worden ingebracht zonder bloedcontact. Zodra de naald uit de patient wordt verwijderd, klik een beschermingsblokje vast op de naald waardoor de kans op een prikaccident wordt voorkomen



De Surshield Versatus-WP van Terumo is een infuusnaald met een passief veiligheidssysteem. Zodra de naald uit de patient wordt verwijderd, activeert het systeem automatisch. Een beschermingsblokje klikt vast op de naald waardoor de kans op een prikaccident wordt voorkomen.


Productinformatie

- met vleugels en bijspuitpoort
- latex vrij
- polyurethane catheter

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
TTMN0057 5	TTMN IV CATHETER VEILIG MET VLEUGELS EN BIJSPIJTPOORT 0.9 X 25 MM STERIEL PUR (NEXIVA) REF 383602	5 st.	20 x 5 st.
TTMN0058 5	TTMN IV CATHETER VEILIG MET VLEUGELS EN BIJSPIJTPOORT 1.1 X 32 MM STERIEL PUR (NEXIVA) REF 383606	5 st.	20 x 5 st.
TTMN0059 0	TTMN IV CATHETER VEILIG PUR 1.3 X 45 MM GROEN STERIEL PUR (TERUMO) REF SR+DS1845PX	5 st.	20 x 5 st.
TTMN0059 5	TTMN IV CATHETER VEILIG 1.3 X 45 MM STERIEL PUR (NEXIVA) REF 383609	5 st.	20 x 5 st.


De feiten over



Insuflon injectiepoort

Toepassing

De Insuflon is ontworpen voor het toedienen van insuline, maar kan ook gebruikt worden voor andere medicijnen, die regelmatig subcutaan toegediend moeten worden. De Insuflon ziet eruit als mini infuuscanule met aanprikrubber. Door dit aanprikrubber kan pijnloos, subcutaan geïnjecteerd worden.



Productinformatie

- teflon injectiepoort voor subcutaan gebruik
- naaldafmeting is 0,6 x 19 mm
- fixeren met bijbehorende pleister
- kan ongeveer 7 dagen blijven zitten

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
INSU1000	INSUFLON INJECTIEPOORT STERIEL REF 98-000-2612	10 st.	20 x 10 st.
TTMN0190	TTMN INJECTIENAALD 45 X 10 MM STERIEL REF 300300	10 st.	50 x 10 st.
1			