

De feiten over



Bowie & Dick testpakket

Toepassing

Het Bowie & Dick testpakket is een test die de penetratie van de stoom binnen het te steriliseren instrumentarium controleert. Dit noemen we ook wel procesindicatoren. Om te zien of de autoclaaf ook geschikt is voor het steriliseren van holle buizen, wordt de Helix-test toegepast. Deze bestaat uit een 150 cm lange opgerolde slang (vandaar de naam Helix), waarvan één uiteinde afgesloten wordt door een capsule waarin een biologische of een chemische indicator geplaatst wordt.

Productinformatie

- de testpakketten van Medeco voldoen aan de Europese norm EN867-4.
- in het assortiment voeren we een tweetal B&D pakketten die voor hetzelfde doeleinde gebruikt kunnen worden.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
72002	DISPOSABLE BOWIE & DICK QUICKISE PAKKET	30 st.	4 x 30 st.
72018	CONTROLE SET HELIX PLUS TESTSTRIPS	400 st.	1 x 400 st.



Sterilisatietapes

Toepassing

Masking tape geschikt voor stoom sterilisatie dient om het inpakmateriaal dicht te plakken.

Indicator tape voor het aanbrengen van een indicator op de te steriliseren producten of om het afdek materiaal dicht te plakken als geen gebruik wordt gebruikt van masking tape.

Productinformatie

Gebruik van masking tape is goedkoper dan de indicator tape en wordt vaak in combinatie met masking tape toegepast.

Blauwe indicator tape is voorzien van een extra klevende laag en uitermate geschikt voor het dichplakken van SMMS materiaal.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71826	TAPEROLHOUDER VOOR 1 ROL BLAUW	1 st.	1 x 1 st.
72022	INDICATOR TAPE 25 MM X 50 M STOOM WIT	36 st.	1 x 36 st.
72023	INDICATOR TAPE 25 MM X 50 M STOOM BLAUW	36 st.	1 x 36 st.
72038	MASKING TAPE 19MM X 50M	48 st.	1 x 48 st.
72039	MASKING TAPE 25MM X 50M	36 st.	1 x 36 st.
72040	MASKING TAPE 50MM X 50M	24 st.	1 x 24 st.

De feiten over



Laminaatzakken

Toepassing

Productinformatie

De feiten over



Laminaatrollen

Toepassing

Productinformatie

De feiten over



Laminaatzakken met zijvouw

Toepassing

Productinformatie


De feiten over



Laminaatrollen met zijvouw

Toepassing

Productinformatie




Laminaatzakken Tyfek tbv plasma sterilisatie

Toepassing

Laminaatzakken van Tyfek zijn geschikt om te gebruiken voor plasma sterilisatie.


Productinformatie



Laminaatrollen Tyfek tbv plasma sterilisatie

Toepassing


Productinformatie



Klinion CSA Inpakmateriaal

Toepassing

Klinion Sterilization SMMS-verpakkingsmateriaal: voor het verpakken en steriliseren van instrumentennetten. Geschikt voor sterilisatie door: stoom, ethyleneoxide, formaldehyde en plasma. NIET geschikt voor gammasterilisatie omdat de gammastralen de structuur van het materiaal aantasten.



SMMS staat voor: Spunbound Meltblown Meltblown Spunbound. De Spunbound-lagen zijn de dragers. De Meltblown-lagen zorgen ervoor dat het materiaal vochtafstotend wordt en dat de bacteriebarrière wordt gevormd. Alle Klinion Sterilization SMMS-verpakkingsmaterialen voldoen aan de laatste geldende Europese richtlijnen.

Het verpakken van de instrumentennetten gebeurt in twee lagen en met de kleuren blauw en groen. De blauwe kleur wordt als buitenverpakking gebruikt. De groene kleur als binnenverpakking; het zogenaamde steriele veld.

Productinformatie

- het SMMS materiaal is gemaakt van een hoogwaardig polypropylene.
- verkrijgbaar in diverse gewichten. Hoe zwaarder het instrumentennet, des te dikker het verpakkingsmateriaal.
- het assortiment bestaat uit regular 40 grams en Heavy Duty 50 grams.
- verkrijgbaar in blauw en groen.
- om het verpakken van de netten gemakkelijker te maken, zijn onderlinge diktes en soorten bij elkaar verpakt in een set als 'interleaved' product.
- Klinion SMMS Multi wordt gebruikt voor het verpakken met één laag. Gewicht van het materiaal is 60 gram. Aan één zijde blauw, aan andere zijde groen. Een aantal groene materialen extra behandeld waardoor deze, behalve vocht, ook alcoholafstotend zijn.
- alle materialen zijn antistatisch.
- naast de genoemde afmetingen zijn op aanvraag specifieke afmetingen verkrijgbaar. De levertijd is, mits de aantallen groot genoeg zijn, 4 tot 5

maanden.

- crêpemateriaal wordt gebruikt als transportverpakking.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71806	STERILISATIE CREPE WIT ST. 120X120.	125 st.	1 x 125 st.
71808	STERILISATIE CREPE WIT ST. 60X 60	500 st.	1 x 500 st.
71810	STERILISATIE CREPE WIT ST. 90X 90.	250 st.	1 x 250 st.
71818	STERILISATIE CREPE GROEN/WIT 100X100.	250 st.	1 x 250 st.
71819	STERILISATIE CREPE GROEN/WIT 120X120.	125 st.	1 x 125 st.
71822	KLINION SMMS MULTI 60GSM 60X60CM.	250 st.	1 x 250 st.
71831	KLINION SMMS MULTI 60GSM 75X75CM.	240 st.	1 x 240 st.
71834	KLINION SMMS MULTI 60GSM120X140CM.	60 st.	1 x 60 st.
71835	KLINION SMMS MULTI 60GSM 90X90CM.	200 st.	1 x 200 st.
71839	CREPE SOFT 75 X 75 CM GROEN NR.1884 SPC75GR	250 st.	1 x 250 st.
71841	KLINION 50GSM BL.NA 100X100CM.	200 st.	1 x 200 st.
71844	KLINION 50GSM BL.NA 140X140CM.	60 st.	1 x 60 st.
71845	KLINION 50GSM/50GSM AR120X120CM.	60 st.	1 x 60 st.
71846	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40/50GSM 100 X 100 CM BLAUW/GROEN ALCOHOL AFSTOTEND	100 st.	1 x 100 st.
71849	KLINION 50GSM/40GSM140X140CM.	40 st.	1 x 40 st.
71850	KLINION 50GSM/40GSM 75X75CM.	120 st.	1 x 120 st.
71851	KLINION 50GSM/40GSM 90X90CM.	120 st.	1 x 120 st.
71854	KLINION 40GSM/40GSM. 75X75CM.	120 st.	1 x 120 st.
71855	KLINION 40GSM/40GSM 75X75CM NA.	120 st.	1 x 120 st.
71856	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40GSM 90 X 90 CM BLAUW/GROEN ALCOHOL AFSTOTEND	120 st.	1 x 120 st.
71858	KLINION 40GSM/40GSM.100X100CM.	100 st.	1 x 100 st.
71861	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40/40GSM 120 X 120 CM BLAUW/GROEN NIET ALCOHOL AFSTOTEND	60 st.	1 x 60 st.
71862	KLINION 40GSM/40GSM120X140CMNA.	60 st.	1 x 60 st.
71864	KLINION 40GSM BL.NA 50X50CM.	800 st.	1 x 800 st.
71866	KLINION 40GSM BL.NA 75X75CM.	240 st.	1 x 240 st.
71869	KLINION 40GSM BL.NA100X140CM.	100 st.	1 x 100 st.
71873	KLINION 40GSM GROEN AR 60X60CM.	800 st.	1 x 800 st.
71875	KLINION 40GSM GROEN AR 90X90CM.	240 st.	1 x 240 st.
71876	KLINION 40GSM GROEN AR100X100CM.	200 st.	1 x 200 st.
71877	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40GSM 120 X 120 CM GROEN ALCOHOL AFSTOTEND	120 st.	1 x 120 st.
71884	KLINION 50GSM BL.NA 75X75CM.	240 st.	1 x 240 st.
71885	KLINION REGULAR GR.120x140CM.	100 st.	1 x 100 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71824-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40GSM 100 X 120 CM BLAUW ALCOHOL AFSTOTEND	100 st.	1 x 100 st.
71825-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40GSM 160 X 140 CM BLAUW ALCOHOL AFSTOTEND	60 st.	1 x 60 st.
71832-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 60GSM 100 X 100 CM BLAUW/GROEN ALCOHOL AFSTOTEND	100 st.	1 x 100 st.
71833-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 60GSM 120 X 120 CM BLAUW/GROEN ALCOHOL AFSTOTEND	60 st.	1 x 60 st.
71842-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 50GSM 120 X 120 CM BLAUW ALCOHOL AFSTOTEND	120 st.	1 x 120 st.
71857-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40/40GSM 90 X 90 CM BLAUW/GROEN NIET ALCOHOL AFSTOTEND	120 st.	1 x 120 st.
71859-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40/40GSM 100 X 100 CM BLAUW/GROEN NIET ALCOHOL AFSTOTEND	100 st.	1 x 100 st.
71864-1	KLINION REGULAR BL. 50X50CM	800 st.	1 x 800 st.
71865-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40GSM 60 X 60 CM BLAUW ALCOHOL AFSTOTEND	800 st.	1 x 800 st.
71867-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40GSM 90 X 90 CM BLAUW ALCOHOL AFSTOTEND	240 st.	1 x 240 st.
71868-1	KLINION REGULAR BL. 100X100CM	200 st.	1 x 200 st.
71870-1	KLINION REGULAR BL.120X120CM	100 st.	1 x 100 st.
71871-1	KLINION REGULAR BL.120X140CM	100 st.	1 x 100 st.
71872-1	KLINION STERILIZATION INPAKMATERIAAL 40GSM 140 X 140 CM BLAUW ALCOHOL AFSTOTEND	80 st.	1 x 80 st.
71883-1	KLINION HEAVY DUTY 90X90CM	240 st.	1 x 240 st.

De feiten over




Dustcovers

Toepassing

Dustcovers zijn plastic zelfklevende zakken die worden aangebracht rond een product na sterilisatie. Ze dienen als transportverpakking of worden gebruikt om de steriele houdbaarheid van een product te verlengen.

Productinformatie

De dustcovers worden in 2 kwaliteiten geleverd, standaard en extra sterk. Beide zijn zelfklevend maar de standaard kwaliteit is onbedrukt en van een dunnere kwaliteit.



Inlegvellen & trayliners

Toepassing

Crepe trayliner ten behoeve van bescherming, te gebruiken onder het instrumentennet of in de instrumentenkorf.


Inlegvel nonwoven, voor gebruik in of onder het instrumentennet.

Productinformatie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71639	INLEGVEL CREPE 60 GR WIT	500 st.	1 x 500 st.
71640	INLEGVEL ABSORBEREND NON-WOVEN 25 X 30 CM WIT	1200 st.	1 x 1200 st.
71641	INLEGVEL ABSORBEREND NON-WOVEN 30 X 50 CM WIT	600 st.	1 x 600 st.
71815	INLEGVEL ABSORBEREND NON-WOVEN 28 X 50 CM BLAUW	1000 st.	1 x 1000 st.
71816	INLEGVEL ABSORBEREND NON-WOVEN 30 X 36 CM BLAUW	1000 st.	1 x 1000 st.
71817	INLEGVEL ABSORBEREND NON-WOVEN 40 X 50 CM BLAUW	1000 st.	1 x 1000 st.
72183	TRAYLINER CREPE MET OPSTAANDE RAND	500 st.	1 x 500 st.
70731	INLEGVEL ABSORBEREND 30 X 25 CM BLAUW	1000 st.	1 x 1000 st.

De feiten over




Nonwoven inlegvellen

Toepassing

Productinformatie

De feiten over



Trayliners met opstaande rand

Toepassing

Productinformatie

De feiten over



Labels

Toepassing

Zelfklevende labels tbv Irex en Meto tangen.

CSA labels in diverse kleuren.



Productinformatie

Irex en Meto labels: dit zijn kleine labels en worden op elk product geplakt dat de sterilisator in gaat. Er zijn twee verschillende labels zodat duidelijk is welke soort labeltang gebruikt wordt. De labels zijn voorzien van een kleurcodering en een tekst STERIEL TOT. Eventueel kan aan de tang nog een cliché worden toegevoegd met hierop de manier van sterilisatie.



CSA labels: dit zijn steriliseerbare bedrukte kunststof labels die aan een instrumentennet worden gehangen voor sterilisatie. Op bedrukte labels is er ruimte voor de CSA en de OK. De labels blijven aan het net tot na de wasprocedure als het al weer terug is van de OK. Op het label worden de tekortkomingen vermeld, bijvoorbeeld dat er een instrument mist of stuk is. Andere kleuren of met opdruk van het ziekenhuis leverbaar afhankelijk van aantallen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
72008	STERILISATIE CONTROLE LABEL WIT	1000 st.	1 x 1000 st.
72009	STERILISATIE CONTROLE LABEL BLAUW	1000 st.	1 x 1000 st.
72010	STERILISATIE CONTROLE LABEL GROEN	1000 st.	1 x 1000 st.
72011	STERILISATIE CONTROLE LABEL ORANJE	1000 st.	1 x 1000 st.
72012	STERILISATIE CONTROLE LABEL ROOD	1000 st.	1 x 1000 st.
72025	LABEL STERIEL TOT IREX BLAUW	10 st.	1 x 10 st.
72026	LABEL STERIEL TOT IREX GEEL	10 st.	1 x 10 st.
72027	LABEL STERIEL TOT IREX GROEN	10 st.	1 x 10 st.
72028	LABEL STERIEL TOT IREX ROOD	10 st.	1 x 10 st.
72029	LABEL STERIEL TOT METO BLAUW EXTRA KLEEF	1 st.	24 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
72030	LABEL STERIEL TOT METO GEEL EXTRA KLEEF	24 st.	1 x 24 st.
72031	LABEL STERIEL TOT METO GROEN EXTRA KLEEF	1 st.	24 x 1 st.
72032	LABEL STERIEL TOT METO ORANJE EXTRA KLEEF	1 st.	24 x 1 st.
72033	LABEL STERIEL TOT METO ROOD EXTRA KLEEF	1 st.	24 x 1 st.
72034	LABEL STERIEL TOT METO ROSE EXTRA KLEEF	1 st.	24 x 1 st.
72035	LABEL STERIEL TOT METO WIT EXTRA KLEEF	24 st.	1 x 24 st.

De feiten over




Diversen CSA

Toepassing

Assortiment toebehoren t.b.v. CSA.

Productinformatie

CSA markeerpennen: worden gebruikt om op de tape cq de labels van het pakket te schrijven.



Controle enveloppen: wordt de informatie over het sterilisatieproces in opgeslagen zoals het vel van het B&D pakket, duo record kaartje en de uitdraai van de sterilisator. Deze enveloppen zijn genummerd en hersluitbaar. Ze moeten een half jaar worden bewaard in verband met de steriliteitcontrole.

Instrumentenprotectors: gaan om de punt van een instrument heen ter bescherming. Vervolgens wordt het product verpakt in een laminaatzak.

Sterilisatie sluitzegels: worden gebruikt om een pakket dicht te plakken en zijn in het midden voorzien van een perforatierand. Op het moment dat het pakket gebruikt gaat worden moet dit worden verbroken. Eenmaal verbroken moet het pakket meteen gebruikt worden.


Duo record kaarten: hierop wordt de lading genoteerd die de autoclaaf in gaat.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
72005	STERILISATIE MARKER FAMOS ZWART	6 st.	1 x 6 st.
72036	LABELTANG IREX TYPE 2000	1 st.	1 x 1 st.
72041	SLUITZEGEL STERILISATIE	1000 st.	5 x 1000 st.
72042	STERILISATIE MARKER BLAUW	10 st.	1 x 10 st.
72044	STERILISATIE MARKER ZWART	10 st.	1 x 10 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
72165	INSTRUMENTENPROTECTOR KLEIN	100 st.	10 x 100 st.
75486	ENVELOP CONTROLE DOSSIER	250 st.	1 x 250 st.
75487	DUO RECORD KAART 14 X 10 CM	1 st.	1000 x 1 st.

De feiten over




Instrumentenbinders

Toepassing

Instrumentenbinders, leverbaar in diverse kleuren, gemaakt van Silicone. De binders zijn reusable en kunnen 60x gesteriliseerd worden. Doel het bij elkaar houden van een groep instrumenten zoals Kochers.

Productinformatie



Borstel

Toepassing


Het reinigen van medisch instrumentarium met behulp van borstels in verschillende soorten en maten.

Productinformatie

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9430001	BORSTEL GENERAL. DOUBLE ENDED PLASTIC/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9430002	RAGGER LANG 30.5MM Ø 0.32MM	100 st.	1 x 100 st.
9430004	RAGGER LANG 30.5MM Ø 0.64MM	100 st.	1 x 100 st.
9430007	BORSTEL SINGLE ENDED PLASTIC/RVS 18CM	3 st.	1 x 3 st.
9430542	BORSTEL TWISTED WIRE 2MM	3 st.	1 x 3 st.
9430543	BORSTEL TWISTED WIRE 3MM	3 st.	1 x 3 st.
9430544	BORSTEL TWISTED WIRE 4MM	3 st.	1 x 3 st.
9430545	BORSTEL TWISTED WIRE 5MM	3 st.	1 x 3 st.
9430546	BORSTEL TWISTED WIRE 6MM	3 st.	1 x 3 st.
9430905	BORSTEL BARON 5FR	3 st.	1 x 3 st.
9430907	BORSTEL FRAZIER 7FR RVS/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9430908	BORSTEL FRAZIER 8FR RVS/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9430909	BORSTEL FRAZIER 9FR RVS/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9430912	BORSTEL FRAZIER 12FR RVS/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9431205	BORSTEL TRACHEOSTOMY L Ø (6-12) 10MM. LENGTE (BORSTEL 9CM) 20CM NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9432122	BORSTEL TWISTED WIRE Ø 7MM RVS/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9432123	BORSTEL TWISTED WIRE Ø 10MM RVS/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9435552	BORSTEL TWISTED WIRE Ø 7MM RVS/NYLON	3 st.	1 x 3 st.
9435881	FLEX BONE REAMER Ø 5MM	3 st.	1 x 3 st.
9435918	BORSTEL LAPAROSCOPIE TRUMPET VALVE. DOUBLE ENDED	3 st.	1 x 3 st.



Steriliseerbare bakjes en nierbekken

Toepassing

Gebruikt om instrumenten in te leggen, deze worden daarna verpakt en vervolgens gesteriliseerd. Bestand tegen stoom en ETO sterilisatie.

Productinformatie

Het assortiment bestaat uit:

- pulp (steeds minder gebruikt ivb met deeltjesafgifte)
- aluminium (meerdere maten op aanvraag verkrijgbaar)
- polypropyleen (PP)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
695509	SCHALL SHOPAK 260X130X15MM PULP WIT 8	500 st.	1 x 500 st.
695609	SCHAAL SHOPAK 225X135X21MM PULP WIT 12	500 st.	1 x 500 st.
695620	SHOPAK SCHAAL 220X145X36MM 12D	400 st.	1 x 400 st.
695809	SCHAAL SHOPAK 180X90X17MM PULP WIT 9	1000 st.	1 x 1000 st.
696209	PULPSCHAAL 305X230X18MM CARRYTRAY 9X12	240 st.	1 x 240 st.
696409	SCHAAL SHOPAK 180X135X21MM PULP WIT 11	1000 st.	1 x 1000 st.
696509	SCHAAL SHOPAK 245X190X23MM PULP WIT 4SK	464 st.	1 x 464 st.
71800	SCHAAL ALUMINIUM 9.6 X 2.4 CM	2800 st.	1 x 2800 st.
72188	NIERBEKKEN POLYPROPILEEN BLAUW	500 st.	1 x 500 st.